




Balloons Sphincteroplasty

/Ballons pour sphinctéroplastie /Balones para esfinteroplastia

Endoscopic Papillary Balloon Dilation (EPBD)

Precision[®]



Excellent visibility during the procedure

/Excellente visibilité pendant tout l'examen /Visibilidad excelente durante todo el procedimiento

Large size with progressive technology dilation - wire guided balloon

/Ballon sur guide avec technologie de dilatation progressive de grande taille pour une grande efficacité

/Balón sobre guía con tecnología de dilatación progresiva de gran diámetro para una mejor eficacia

Reduced risk of post-dilation pancreatitis as the balloon will not force the CBD into a straight position

/Le risque de pancréatite post-dilatation est réduit étant donné que le ballonnet ne force pas les voies biliaires vers une position droite

/El riesgo de pancreatitis pos-dilatation es reducido porque el balón no fuerza las vías biliares hacia una posición estrecha

Total confort of procedure for the practician

/Confort total d'utilisation pour le professionnel de la santé /Total conforto de utilización por el profesional de la salud

Balloons Sphincteroplasty

/Ballons pour sphinctéroplastie /Balones para esfinteroplastia

Precision®



Reference Réf. / Ref.	CATHETER CATHÉTER / CATÉTER		BALLOON BALLON / BALÓN			Price Prix / Precio
	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Length (mm) Long. / Longitud	Diam. (mm/Fr) Diam. / Diám.	Nominal Pressure (atm/psi) Pression nominale / Presión nominal	
EZM0620P	240	2.3	20	6-7-8 18-21-24	3-6-10 45-90-150	<input type="text"/>
EZM0830P	240	2.3	30	8-9-10 24-27-30	3-5.5-8 45-82.5-120	<input type="text"/>
EZM1030P	240	2.3	30	10-11-12 30-33-36	3-5-7 45-75-105	<input type="text"/>
EZM1230P	240	2.3	30	12-13.5-15 36-40.5-45	3-4.5-7.5 45-67.5-112.5	<input type="text"/>

