



**Fort pouvoir nettoyant**  
High cleaning power

### DETERSURF Citron GB

**Détergent neutre / Neutral detergent**

- Dilution : 0,25%
- Utilisable en alternance avec le DDN Surf

**Conditionnements disponibles / Packaging :**

Réf 1078416 : 12 x 1L

Réf 1078420 : 4 x 5L



**Actif sur Clostridium Difficile**  
Active on Clostridium Difficile

ACTIF SUR • ACTIVE ON  
**CORONAVIRUS**

### DDN Surf <sup>(1)</sup>

**Détergent désinfectant neutre / Neutral disinfectant detergent**

- Dilution à partir de 0,25%
- Sans substance CMR

**Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties :**

BACTÉRICIDE : EN 13727, EN 1276, EN 13697

LEVURICIDE : EN 13624, EN 1650, EN 13697

FONGICIDE : EN 13697, EN 1650

VIRUCIDE CONTRE VIRUS ENVELOPPES : EN14476 (*Vaccinia virus*)

Actif sur PRV (virus modèle HBV) et HIV selon EN 14476

SPORICIDE : EN 13704 *Clostridium difficile*

**Conditionnements disponibles / Packaging :**

Réf 1076016 : 12 x 1L

Réf 1076020 : 4 x 5L



**Compatible tous types de surfaces**  
Every surfaces compatibility

P.A.E

### IODONETT

**Éliminant pour tâches d'iode / Iode stains cleaner**

- Nettoyage instantané
- Traitement préventif et curatif

**Conditionnements disponibles / Packaging :**

Réf 53030 : 12 x 750mL


<sup>(1)</sup> Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



### POMPES DOSEUSES

**Conditionnement disponible / Packaging :**

Réf 1083801 : 20 ml



### DILUSURF

**Centrale de dosage de solution de nettoyage**

- Produit prêt à l'emploi indépendamment du volume désiré
- Facile à installer et peu encombrant
- Possibilité de montage multiple par connexion entre centrales
- Carter en polypropylène résistant aux Produits chimiques et aux Températures élevées (120 °C)

**Conditionnement disponible / Packaging :**

Réf. 10895 : 1 DiluSurf avec support inox bidon 5L