

Electrosurgery under Argon flow Électrochirurgie sous flux d'Argon

APC probe for gastro-intestinal application Sonde APC pour application gastro-intestinale



Class IIb

U = 4 kVp max



= 1

T° 95°C max

APC Probes
NU

134°C
SSS

V11A404	Side jet-stream / Sortie latérale	Ø 2.3 mm	Ceramic insulation <i>Isolement céramique</i>	2.2 m
V11A401	Straight jet-stream / Sortie droite			
V11A402	Straight jet-stream / Sortie droite	Ø 3.2 mm		

APC probe for bronchial application Sonde APC pour application bronchique



Class IIb

U = 4 kVp max



= 1

T° 95°C max

APC Probes
NU

134°C
SSS

V11A403	Straight jet-stream / Sortie droite	Ø 1.5 mm	Ceramic insulation <i>Isolement céramique</i>	1.5 m
----------------	-------------------------------------	----------	---	-------