

Master EnziSurf Plus M6⁺

Detergent lichid enzimatic pentru spălarea automată a articolelor textile colorate și albe.

Descrierea produsului

Master EnziSurf Plus M6⁺ este un detergent lichid concentrat, special formulat pentru spălătorii profesionale, spălătorii comerciale și spălătorii ale centrelor de îngrijire medicală. Produsul este adecvat dozării automate, compatibil atât cu apă de duritate medie cât și cu apă dedurizată și recomandat pentru spălări la temperaturi joase (30÷60°C). **Master EnziSurf Plus M6⁺** este recomandat pentru spălarea țesăturilor din bumbac și amestec, atât albe cât și colorate. **Master EnziSurf Plus M6⁺** poate fi utilizat și pentru spălarea țesăturilor din lână și mătase.

Proprietăți de bază




Master EnziSurf Plus M6⁺ este un detergent protectiv, cu alcalinitate scăzută, formulat pe baza unui amestec special de surfactanți, agenți complexanți, agenți anti-îmbâcsire și enzime. Sistemul de spălare bazat pe săpunuri și citrați reduce duritatea apei de spălare și previne blocarea componentelor detergente. Ingredientele de stabilizare a soluției de spălare au efect anti-redepunere prevenind îmbâcsirea fibrei. Amestecul special de surfactanți anionici și neionici conferă proprietăți excepționale de îndepărtare a depunerilor grase și a particulelor insolubile. În plus, includerea unei enzime proteolitice facilitează îndepărtarea depunerilor proteice precum sângele și petele de origine alimentară. **Master EnziSurf Plus M6⁺** este formulat fără adaos de înalbitori optici pentru a nu denatura aspectul optic al țesăturilor colorate. **Master EnziSurf Plus M6⁺** este adecvat spălării țesăturilor delicate. **Master EnziSurf Plus M6⁺** prin alcalinitatea redusă și capacitatea de spălare la temperaturi joase contribuie la extinderea semnificativă a duratei de viață a țesăturilor.

Master EnziSurf Plus M6⁺ a fost avizat de KOLINS hygiene ca fiind sigur în utilizare în condițiile folosirii conform instrucțiunilor.

Beneficii

- Performanțe excelente pe o gamă largă de pete,
- Adecvat dozării automate,
- Previne îngălbenirea și îmbâcsirea țesăturilor,
- Foarte eficient împotriva depunerilor proteice,
- Adecvat spălării țesăturilor colorate și delicate,
- Adecvat spălărilor eficiente la temperaturi joase.

M6⁺



Master EnziSurf Plus M6⁺

Detergent lichid enzimatic pentru spălarea automată a articolelor textile colorate și albe.

Instrucțiuni de utilizare

Dozarea va fi în funcție de clasificarea lenjeriei.

Recomandări de dozare (utilizat ca detergent unic, fără aditivi suplimentari):

Grad de murdărire	Dozaj (ml./kg. lenjerie uscată)
Ușor	6 - 9
Mediu	10 - 15
Ridicat	15 - 18

Pentru rezultate optime

- Utilizați apă dedurizată
- Spălați separat articolele din bumbac de cele din poliester-bumbac (amestec)
- Spălați lenjeria colorată separat
- Sortați lenjeria după clasificare și după gradul de murdărire

Date tehnice

Aspect:	Lichid albastru-verzui
pH (sol.1%)	7.5 - 9.0
Densitate relativă (20°C)	1.0566
Alcalinitate totală[%Na2O]:pH 3.6]	3.3%
Vâscozitate [mPa.s; 25°C]	192

Datele de mai sus sunt valori medii reprezentative pentru producția normală și nu reprezintă valori impuse.

Informații de utilizare și manevrare în condiții de siguranță

A se păstra inclusiv în ambalajul original sau în rezervoare aprobate pentru acest tip de produs, ferit de îngheț sau temperaturi ridicate.

O îndrumare completă legată de manevrarea și îndepărtarea acestui produs se găsește în Fișa de Siguranță a produsului disponibilă la distribuitor.

Termen de valabilitate:

Nu mai puțin de doi ani de la data fabricației menționată pe ambalaj, în condițiile de mai sus.

Informații legislative:

Preparatul este produs în RM conform reglementărilor în vigoare. Surfactanții din compoziția preparatului sunt în conformitate cu criteriile de biodegradabilitate impuse de Regulamentele Rep.Moldova.

Ambalare

1 x 20 L. / 2 x 5 L. / 3 x 2 L. / 3 x 1,5 L. / 6 x 1 L. / 6 x 0,5 L. / 6 x 0,5 L. (Spray) / 6 x 0,7 L. (Spray)

KOLINS HGN SRL

Chișinău, bd.Moscova 21

Tel: (+373) 693 40 504,

Tel. (+373) 610 50 708

e-mail: kolins.director@mail.ru

www.kolins.md

M6⁺