

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21290065</u> din <u>16.10.2024</u>
Obiectul achiziției: <i>Soluții de spălat instrumentar în mașinile tip MELAG și Melatherm-10.</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - LOTUL I Soluții de spălat instrumentar în mașinile tip MELAG și Melatherm-10						
Praf (liber de aldehide) pentru curățire și dezinfecție a dispozitivelor medicale (instrumente) în mașina de spălat instrumentar, compatibil cu mașina existentă în IMSP AMT Centru -tip MELAG -MELACLEAN	Neodisher MA	Germania	DR Weigert	Praf (liber de aldehide) pentru curățire și dezinfecție a dispozitivelor medicale (instrumente) în mașina de spălat instrumentar, compatibil cu mașina existentă în IMSP AMT Centru -tip MELAG -MELACLEAN	Praf (liber de aldehide) pentru curățire și dezinfecție a dispozitivelor medicale (instrumente) în mașina de spălat instrumentar, compatibil cu mașina existentă în IMSP AMT Centru -tip MELAG -MELACLEAN	ISO,CE
Soluție de purificare și clătire, cu conținut de Acid citric 10%, compatibil cu mașina de spălat MELAG-MELACLEAN.	Neodisher Madiklar Special	Germania	DR Weigert	Soluție de purificare și clătire, cu conținut de Acid citric 10%, compatibil cu mașina de spălat MELAG-MELACLEAN.	Soluție de purificare și clătire, Ingrediente; < 5 % fosfonați, 15-30 % agenți tensioactivi neionici, și conservanți (metilcloroizotiozolinonă/metilizotiazolinonă) compatibil cu mașina de spălat MELAG-MELACLEAN.	ISO,CE
Set:Detergent lichid ambalaj ≈ 5L, neutralizator ambalaj ≈ 5L, clătitor ambalaj ≈ 9940 ml pentru mașina automata de spălat instrumente tip MELAG MELAtherm-10.	Mediclean-5L;Neodisher N-5L; Neodisher Madiklar Special-9940ml.	Germania	DR Weigert	Set:Detergent lichid ambalaj ≈ 5L, neutralizator ambalaj ≈ 5L, clătitor ambalaj ≈ 9940 ml pentru mașina automata de spălat instrumente tip MELAG MELAtherm-10.	Set:Detergent lichid ambalaj ≈ 5L, neutralizator ambalaj ≈ 5L, clătitor ambalaj ≈ 9940 ml pentru mașina automata de spălat instrumente tip MELAG MELAtherm-10.	ISO,CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Podoleanu Nicolai În calitate de: Administrator

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău, str. N.Testemițanu 3/18

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din “15”septembrie 2021

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție <u>21290065</u> din <u>16.10.2024</u>									
	Obiectul achiziției: <i>Soluții de spălat instrumentar în mașinile tip MELAG și Melatherm-10.</i>									
Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1 - LOTUL I Soluții de spălat instrumentar în mașinile tip MELAG și Melatherm-10										
1.1	Praf (liber de aldehide) pentru curățire și dezinfecție a dispozitivelor medicale (instrumente) în mașina de spălat instrumentar, compatibil cu mașina existentă în IMSP AMT Centru -tip MELAG -MELACLEAN	kg	15	1 497	1 796,40	22 455	26 946,00	Vînzătorul se obligă să aducă marfa la destinație în locul convenit (Depozitul Beneficiarului din subsol, sau din alte etaje) în decurs de 5 zile de la comandă, conform necesităților și posibilităților reale		
1.2	Soluție de purificare și clătire, cu conținut de Acid citric 10%, compatibil cu mașina de spălat MELAG-MELACLEAN.	Litri	8	1 497	1 796,40	11 976	14 371,20			
1.3	Set:Detergent lichid ambalaj ≈ 5L, neutralizator ambalaj ≈ 5L, clătitor ambalaj ≈ 9940 ml pentru mașina automata de spălat instrumente tip MELAG MELAtherm-10.	set	6	8 349	10 018,80	50 094	60 112,80			

								pe parcursul anului 2024.		
	TOTAL					84 525,00	101 430,00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Podoleanu Nicolai În calitate de: Administrator

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău, str. N.Testemițanu 3/18