

Аппарат Алмаг плюс с 3 режимами работы

Основной

Используется в период ремиссии для предотвращения дальнейшего разрушения суставов и профилактики обострений.

Детский

Специальным режим с мягким воздействием для лечения детей с одного месяца.

Обезболивающий

Режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

2 пары индукторов

Благодаря продуманной конструкции индукторов, можно комбинировать различные наложения и использовать аппарат для лечения нескольких суставов одновременно.

Таймер

Звуковой сигнал оповестит по окончании рекомендованного времени воздействия и переведет аппарат в ждущий режим.

Расширенная комплектация

Специальный чехол позволяет скрепить две пары индукторов в линейку для лечения всего позвоночника, липучки зафиксируют аппарат на колене, а сумка-кейс обеспечит комфорт в хранении или путешествиях.

Магнитная индукция-от 6 до 20 мТл

Частота следования импульсов от 6.25 до 100Гц

220В.50Гц

Габариты142x75x35

