

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730196126854 din 29 octombrie 2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 29)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lot 4 Sistem de procesare a probelor tisulare	Histo Pro-200	Italia	Histo-Line Laboratories SRL	Capacitate de procesare minim 200 casete Controlul timpului procesului Controlul temperaturii Filtrare a vaporilor prin filtru de cărbune activ Sistem de evacuarea vaporilor din camera de lucru	S1. Da, sistem de procesare Histo Pro-200 cu capacitate de 200 casete (conform extras manual tehnic pag. 8) S2. Da, histoprocessorul Histo Pro-200 dispune de sistem de control al timpului de procesare zilnic sau saptamanal (conform extras manual tehnic pag. 6 si extras manual de utilizare pag. 16, 22) S3. Da, histoprocessorul Histo Pro-200 dispune de control al temperaturii (conform extras manual tehnic pag.6 si extras manual de utilizare pag.16) S4. Da, histoprocessorul Histo Pro-200 este echipat cu filtru de carbune activ pentru filtrarea vaporilor (conform extras manual tehnic pag. 8) S5. Superior, sistemul Histo-Pro 200 asigura o siguranta sporita a utilizatorului printr-un sistem de fum complet inchis. Astfel, se previne riscul de contact si transfer de reactivi la evacuarea vaporilor chimici (conform extras catalog pag. 10)	ISO, CE AMDM: DM0006 63199

				Controlat prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color Protecție la supratemperatura și suprapresiune Protecție prin parola pentru evitarea modificării accidentale a parametrilor Echipamentul posedă minim 4 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, sub presiune și vacuum și presiune alternat. Sistem de management al reagenților Minim 10 programe configurabile Minim 2 programe preinstalate Minim 1 program de spălare Compatibilitate cu metodele de lucru cu și fără xilen Program de infiltrare pentru biopsii	S6. Da, sistemul de procesare Histo-Pro 200 este controlat prin intermediul unui microprocesor cu software multilingvistic, fiind dotat cu ecran tip touchscreen, color, senzitiv, cu diagonala de 14”, rezistent la solvenți (conform extras manual tehnic pag. 6 si extras catalog pag. 10) S7. Da, sistemul Histo Pro-200 dispune de protectie multipla a probelor: protectie la supratemperatura si suprapresiune (conform extras catalog pag.10 si manual tehnic pag.4) S8. Da, sistemul Histo Pro-200 dispune de protectie prin parola ce poata fi setata de catre utilizator, pentru evitarea modificarre accidentala a parametrilor de functionare (conform extras manual de utilizare pag. 14) S9. Da, sistemul Histo Pro-200 dispune de 4 moduri de procesare: in conditii atmosferice, sub vacuum, sub presiune, alternativ vacuum si presiune (conform extras pagina web producator) S10. Da, histoprocessorul Histo Pro-200 este dotat cu sistem de managent al reagentilor (prin anuntarea necesitatii schimbarii reagentilor in functie urmatorii parametri: numar de casete, numar de protocoale, numar de zile, timpul de agitare) (conform extras manual tehnic pag. 4) S11. Superior, sistemul Histo Pro-200 dispune de 20 de programe ce pot fi configurate de catre utilizator, dintre care 10 setabile pentru reagenti, 3 pentru parafina si 2 pentru spalare (conform extras manual tehnic pag. 8 si extras manual de utilizare pag. 16) S12. Da, sistemul Histo Pro-200 este compatibil cu metodele de lucru cu si fara xilen pentru reducerea costului de productivitate (conform extras manual tehnic pag. 4) S13. Superior, sistemul Histo Pro-200 dispune de program de infiltrare rapida util in cazul biopsiilor de urgente sau pentru	
--	--	--	--	--	---	--

				Minim 1 baie de parafina cu temperatura setabila Senzori de detecție pentru vas de reactive ≥ 2 buc Sistem de reagenti tip deschis Tehnologia de măsurare a concentrației alcoolului obligatorie.	probele mici, cu dimensiunea de 2 – 3 mm (conform extras manual de utilizare pag. 33 si extras pagina web producator) S14. Superior, sistemul Histo Pro-200 dispune de 3 bai pentru parafina cu temperatura setabila in intervalul 50 - 65° C (conform extras manual tehnic pag. 9) S15. Superior, sistemul Histo Pro-200 dispune de 3 senzori de detectie in retorta: senzorul de jos pentru subumplere, senzorul de mijloc pentru nivel maxim de umplere si senzorul pentru supraumplere (conform extras manual de utilizare pag. 25) S16. Da, sistemul Histo Pro-200 functioneaza fara consumabile specifice de la producator (conform declaratiei producator) S17. Da, sistemul Histo Pro-200 afiseaza pe display concentratia alcoolului. Totodata, in vederea economisirii de reactivi, sistemul dispune de 2 metode: este echipat cu un proces de extractie activ ce contribuie la eficienta calitatii reactivilor, sporeste durara de viata a parafinei, imbunatateste calitatea tesuturilor si reduce costurile de functionare, si permite utilizatorului sa seteze numarul de proceduri pe care doreste sa le efectueze. Astfel, intreg sistemul, atat prin afisarea concentratiei de alcool cat si prin cele 2 metode amintite mai sus, garanteaza o reala economisire a consumului de reactivi (conform extras pagina web producator, extras catalog pag.10, poze display histoprocessor si Testimonial atasat)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mihnea Ioan Grecu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.(of.)11