



0.4 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION SODIO CITRATO 0,4 ML PER COAGULAZIONE

0.4 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 3.6 ml of blood. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con 0,4 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 3,6 ml di sangue. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2501	Ø 16 x 60	Yellow Giallo	1:9	4 ml	Flat Piatto
2508	Ø 13 x 75	Yellow Giallo	1:9	4 ml	Cylindrical Cilindrico
2502	Ø 12 x 86	Yellow Giallo	1:9	4 ml	Cylindrical Cilindrico
2501/B	Ø 16 x 60	Blue Blu	1:9	4 ml	Flat Piatto
2508/B	Ø 13 x 75	Blue Blu	1:9	4 ml	Cylindrical Cilindrico
2502/B	Ø 12 x 86	Blue Blu	1:9	4 ml	Cylindrical Cilindrico



0.5 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION SODIO CITRATO 0,5 ML PER COAGULAZIONE

0.5 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 4.5 ml of blood. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con 0,5 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 4,5 ml di sangue. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2511	Ø 16 x 60	Yellow Giallo	1:9	5 ml	Flat Piatto
2512	Ø 12 x 86	Yellow Giallo	1:9	5 ml	Cylindrical Cilindrico
2511/B	Ø 16 x 60	Blue Blu	1:9	5 ml	Flat Piatto
2512/B	Ø 12 x 86	Blue Blu	1:9	5 ml	Cylindrical Cilindrico



SODIUM CITRATE FOR COAGULATION - PIERCEABLE CAP SODIO CITRATO PER COAGULAZIONE - TAPPO PERFORABILE

Trisodium citrate (3.2%) in polypropylene test tubes with light blue pierceable rubber cap. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con Sodio Citrato (3,2%) e tappo perforabile in gomma di colore azzurro. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	TRISODIUM CITRATE SODIO CITRATO	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2700	Ø 13 x 75	0.3 ml	Light blue Azzurro	1:9	3.0 ml	Cylindrical Cilindrico
2700/2	Ø 13 x 75	0.2 ml	Light blue Azzurro	1:9	2.0 ml	Cylindrical Cilindrico

