

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul Licităției:	ocds-b3wdp1-MD-1590403549782	Data: „03” iunie 2020	Alternativa nr.: nu este
Denumirea Licităției:	Articole parafarmaceutice și consumabile de uz medical	Lot: 4,8,9	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						

4	3314000-3	Mască-respirator	Dr. Frei PROTECT M0201	Bulgaria	Medtex Swiss Ltd.	De tip 95	<p>Mască de protecție reutilizabilă cu supapă Dr. Frei PROTECT</p> <p>Masca de protecție cu supapă Dr. Frei PROTECT protejează împotriva pătrunderii stropilor de salivă, spută, particulelor de praf și a tuturor alergenilor, microbilor și bacteriilor. Poate fi folosită atât în timpul epidemiilor, pandemiilor, cât și în construcții, lucrări executate în spații prăfuite, în saloane de frumusețe, în timpul îngrijirii florilor, în transportul public sau în timpul folosirii bicicletelor sau a scuterelor, de asemenea în timpul plimbărilor și practicării activităților sportive în aer liber, în mod deosebit, în timpul rece și în orașele poluate.</p> <p>AVANTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masca este disponibilă într-un design unisex și în două mărimi: 1. XS/M este potrivită pentru copii, adolescenți și persoane cu parametri faciali mici, 2. L/XL este potrivit pentru adulți și persoane cu parametrii faciali mari. • Suprafața mare a materialului filtrant contribuie la purificarea aerului de înaltă calitate. Are trei straturi de Normoflex cu spumă 3D; • Benzile elastice cu cleme ajustabile asigură o fixare sigură pe ceafă și pe gât; • Supapa de expirație ABS încorporată facilitează respirația și permite umidității aerului expirat să iasă liber; • Tija nazală reglabilă asigură o potrivire perfectă; • Forma plană vă permite să pliați, să depozitați și să transportați masca în mod convenabil; • Designul flexibil și elastic asigură o protecție calitativă în timpul purtării; • Masca poate fi spălată până la 10 ori în mașina de spălat automată. <p>Țimp de purtare: până la 8 ore fără spălare, în funcție de nocivitatea mediului în care vă aflați, masca având un timp total în care poate fi utilizată de până la 88 de ore.</p> <p>Structură:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 straturi de material; 	CE, ISO
---	-----------	------------------	-------------------------------	----------	-------------------	-----------	---	---------

							<ul style="list-style-type: none"> • stratul de la exterior este din poliester, cel intermediar este din spuma poliuretanică, iar cel din interior este din bumbac; • supapa respiratorie și banda de fixare pentru nas. Această combinație garantează protecția respiratorie și nu provoacă iritarea pielii. <p>Protocolul de testare pentru masca Dr.Frei Protect, care s-au clasat la nivelul de protecție ca și cele de tip FFP2.</p>	
8	3314000-3	Teste pentru glucometru (N50)	Bionime GS300 (50)	Taiwan, Elveția	Bionime Corporation	Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300	Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300	CE, ISO
9	3314000-3	Lancete pentru glucometru (N50)	Bionime GL300 (50)	Taiwan, Elveția	Bionime Corporation	Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300	Compatibile cu orice tip de dispozitiv de înțepare, inclusiv și glucometrul Bionime GM 300	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Caranfil Oxana** În calitate de: **Reprezentant Autorizat**

Ofertantul: **ÎM „Delta-Medica” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str-la Studenților, 6B**