



# Portfoliu Truse Infusomat<sup>®</sup> plus

## Informații Produs

Portfoliu Truse Infusomat <sup>®</sup> plus	Descriere	Material Tub	Lungime (cm)	Priming vol. (ml)	Y-port	Cod (REF)
<b>Truse Nutriție Enterală – ENFit™</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cameră picurare</li> <li>▪ Tuburi din PVC/PUR</li> <li>▪ Lungimi diferite</li> <li>▪ Conector ENFit™ la pacient</li> </ul>	PUR**	330/220	28.0	acces fără ac	8700370
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conexiune ENPlus Spike la pungă de nutriție enterală cu port ENPlus</li> </ul>	PVC*	330/220	23.1	acces fără ac	8700400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Robinet cu conector ENFit™ pentru seringile de nutriție enterală</li> </ul>	PVC*	260/150	18.5	acces fără ac	8700380
<b>Trusă Anestezie Regională – NRFit™</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filtru fluide 15 μm</li> <li>▪ Cameră picurare cu funcție AirStop</li> <li>▪ Conector NRFit™ la pacient</li> <li>▪ Tub galben transparent</li> </ul>	PUR**	300/200	21.8	-	8700410

\*PVC = DEHP-free; \*\*PUR = PVC-/DEHP-free



PRESCRIERE

ACCES PACIENT

PREPARARE

APLICARE

TERAPIE LA DOMICILIU

# Portofoliu Truse Infusomat<sup>®</sup> plus

Informații Produs

**B. Braun Medical S.R.L.**  
Timișoara  
Remetea Mare nr. 636, DN6, km 546+400 dreapta,  
307350 Timiș - România  
Tel.: +40 256 284 905; Fax: +40 256 284 907

**București**  
Complex S-Park, Clădirea B3, Str. Tipografilor  
Nr. 11-15, Et. 2, Sector 1, București, România  
Tel.: +40 21 231 15 37. Fax: +40 21 231 15 36

www.magazin-bbraun.ro  
www.bbraun.ro  
www.facebook.com/bbraunro  
E-mail: comenzi@bbraun.com





HC/0419/114\_1

# Portfoliu Truse Infusomat<sup>®</sup> plus





## Informații Produs

### Time to Care

Codul de culoare și forma trusei Infusomat<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup> facilitează introducerea acesteia în pompă. Materialul dedicat fabricării truselor asigură administrarea cu acuratețe pentru perioade mai lungi de timp (96h). Clema împotriva curgerii libere închide automat linia pentru a preveni orice risc de curgere liberă când ușa este deschisă. În plus, interfața grafică pentru utilizator permite o operare intuitivă și introducerea ghidată reduce nevoile de instruire.

Portfoliu Truse Infusomat <sup>®</sup> plus Line	Descriere	Material tub	Lungime (cm)	Priming vol. (ml)	Y-port	Cod (REF)
<b>Truse SafeSet</b>						
	▪ Filtru fluide 15 μm	PVC*	240/150	17.3	-	8700200
	▪ Cameră picurare cu funcție AirStop	PVC*	300/200	21.2	-	8700210
	▪ Tuburi din PVC/PUR	PUR**	240/150	17.8	-	8700220
	▪ Lungimi diferite	PVC*	300/200	22.2	acces fără ac	8700240
	▪ Conector Luer-Lock la pacient	PUR**	300/200	22.9	acces fără ac	8700250
<b>Truse Transfuzie</b>						
	▪ Filtru sânge 200 μm	PVC*	240/150	17.3	-	8700350
	▪ Lungimi diferite ▪ Conector Spinlock la pacient	PVC*	300/200	21.9	acces fără ac	8700360
<b>Truse cu protecție UV</b>						
	▪ Filtru fluide 15 μm	PUR**	240/150	17.8	-	8700260
	▪ Cameră picurare cu funcție AirStop ▪ Lungimi diferite ▪ Conector Luer-Lock la pacient	PUR**	300/200	22.9	acces fără ac	8700270
<b>Trusă pentru administrare substanțe citostatice</b>						
	▪ Filtru fluide 15 μm ▪ Filtru hidrofил pentru fluide (Sterifix <sup>®</sup> ) 0.2 μm ▪ Cameră picurare cu funcție AirStop ▪ Conector Eurofix Spinlock la pacient	PUR**	240/150	20.6	-	8700300

\*PVC = DEHP-free; \*\*PUR = PVC-/DEHP-free

Portfoliu Truse Infusomat <sup>®</sup> plus	Descriere	Material tub	Lungime (cm)	Priming vol. (ml)	Y-port	Cod (REF)
<b>Truse Cyto-Set<sup>®</sup></b>						
	<b>Linii Standard:</b> ▪ Filtru fluide 15 μm	PUR**	210/155	23.9	3 valve - acces fără ac	8700480
	▪ Port de conectare cu valve antireflux integrate	PUR**	210/155	23.9	5 valve - acces fără ac	8700490
	▪ Material rezistent la citostatice ▪ Conector Eurofix Spinlock la pacient ▪ Filtru hidrofил pentru fluide (Sterifix <sup>®</sup> ) 0.2 μm	PUR**	225/170	27.4	5 valve - acces fără ac	8700470
	<b>Linii AirStop:</b> ▪ Cameră picurare cu funcție AirStop	PUR**	210/155	23.9	3 valve - acces fără ac	8700420
	▪ Port de conectare cu valve antireflux integrate	PUR**	210/155	23.9	5 valve - acces fără ac	8700430
	▪ Material rezistent la citostatice ▪ Conector Eurofix Spinlock la pacient ▪ Filtru hidrofил pentru fluide (Sterifix <sup>®</sup> ) 0.2 μm	PUR**	225/170	27.4	5 valve - acces fără ac	8700460
	<b>Truse cu protecție UV:</b> ▪ Protecție la lumină până la 520 nm	PUR**	210/155	23.9	3 valve - acces fără ac	8700440
	▪ Cameră picurare cu funcție AirStop ▪ Port de conectare cu valve antireflux integrate ▪ Material rezistent la citostatice ▪ Conector pacient Eurofix Spinlock	PUR**	210/155	23.9	5 valve - acces fără ac	8700450
<b>Flushing Set</b>						
	▪ Filtru fluide 15 μm ▪ Cameră picurare cu funcție AirStop ▪ Conector Spinlock la pacient	PUR**	300/200	22.4	acces fără ac	8700280

\*PVC = DEHP-free; \*\*PUR = PVC-/DEHP-free