

СТОЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУТОПСИИ, ПОМЫВКИ И БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ ТЕЛ

Назначение

Стол предназначен для проведения аутопсии, помывки и бальзамирования трупов людей в моргах (патологоанатомических бюро) и в соответствующих отделениях таких заведений как: больницы, интернаты, гериатрического пансионата, судебно-медицинские экспертизы и ритуальные службы. **Обработка продуктов питания на аутопсийных столах категорически запрещается!**

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Стол аутопсийный (секционный) представляет собой сварную раму из нержавеющей профильной трубы 40x40 мм толщиной стенки 1,2 мм в которую приварена поверхность стола со штампованной чашей, которая изготовлена из листовой нержавеющей стали марки AISI 304 с толщиной 1,2 мм. Работа с телами умерших выполняется на рабочей поверхности стола, которая сделана гидрогерметичною. Дно рабочей поверхности имеет наклон для самооттока жидкостей к в штампованную чашу. Стол в заводском исполнении оснащен сантехническим оборудованием (смесители, душирующие устройства, сифоны). Так же в стандартную комплектацию входят подголовник и подспинник и столик манипуляционный.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛА С ЧАШЕЙ ШТАМПОВАННОЙ

- Габариты стола (ДхШхВ), мм: 2600x810x860;
- Каркас - нержавеющей профильная труба 40x40x1,2 мм
- Рабочая поверхность – AISI 304 1.2 мм,
- Масса стола, кг: не больше чем 150;
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность стола, кг: 180 (при условии равномерного распределения веса по поверхности);
- Диаметр отверстия под сифон: 50 мм;
- Диаметр отверстия под смеситель: 32 мм.,
- Чаша штампованная 500x400x250 мм AISI 304 1,2 мм.
- Глубина столешни в торце стола – 30 мм, глубина в изголовье – 80 мм.,
- Смеситель Mixxer, душевая система Vidima;
- Подголовник 240x122x150 мм, AISI 304 1.2 мм;
- Подспинник 553x120x116 мм, AISI 304 1.2 мм.
- Столик манипуляционный 812x380x297 мм, AISI 304 20x20 с
полиэтиленовой накладкой 600x280x20