

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21059296, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1656654603070 din „18” iulie 2022
Obiectul achiziției:	Necesități de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 6. Reagenți pentru Vitek 2 - compact sistem închis.							
1	6.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-negativi este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
2	6.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive	VITEK® 2 GP, 21342	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germeilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
3	6.3 Carduri pentru identificarea fungiilor	VITEK® 2 YST, 21343	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
4	6.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe și Corynebacteriilor	VITEK® 2 ANC, 21347	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul <i>Corynebacterium</i> cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
5	6.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%)	V1204	Franța	BioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	Solutie salina sterila numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Set = 3 flacoane. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE	ISO
6	6.6 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST-ST01	VITEK® 2 AST-ST03, 421040	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST-ST03. (Versiune noua). Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de <i>Streptococcus</i> , VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
7	6.7 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST 592	VITEK® 2 AST-P592, 22287	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO

8	6.8 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST GP67	VITEK® 2 AST GP67, 22226	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST GP67. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram- pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
9	6.9 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative AST N 204	VITEK® 2 AST- N204, 412865	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST-N204. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram- negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
10	6.10 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative AST GN 75	VITEK® 2 AST- GN75, 413432	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni abacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
11	6.11 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative multirezistente și bacililor Gram negative nefermentative	VITEK® 2 AST- N222, 413083	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
12	6.12 Carduri pentru testarea sensibilității fungilor	VITEK® 2 AST- YS08, 420739	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
13	6.13 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus	VITEK® 2 NH, 21346	SUA	bioMerieux, Inc.	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact	Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1