



LOGRO®



KERN



KASK



SÖHNGEN®

Cedeira Road - 49a - 49
36812 - CEDEIRA

CENTRAL 986 45 41 20

BUDGET 698 129 281

ORDERS 604 061 585

www.logrovigo.es

logro@logrohispania.com



3B 3B Scientific



JUMPER



smiths medical

EL KIT CONTIENE:

i-gel O₂

Con puerto de oxígeno adicional y anillo de fijación con código de color.

CINTA DE FIJACIÓN

Método para asegurar la posición de i-gel O₂.

SONDA DE ASPIRACIÓN

Sonda de 12 FG: tamaño adecuado para pasar por el canal gástrico y vaciar el contenido estomacal.

SOBRE DE LUBRICANTE

Para lubricar el dispositivo antes de proceder a la inserción y para lubricar la sonda de aspiración/canal gástrico. En monodosis, para minimizar el riesgo de infecciones.



LATEX  **CE** **STERILE EO**





REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I8703	Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ tamaño 3 (30-60 kg) cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. ■	6
I8704	Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ tamaño 4 (50-90 kg) cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. ■	6
I8705	Kit control de vía aérea i-gel O ₂ . Incluye i-gel O ₂ tamaño 5 (+90 kg) cinta de fijación, sonda de aspiración y sobre de lubricante. ■	6

Incorpora un canal **gástrico (2)** para poder aspirar el contenido estomacal, garantizando la seguridad del paciente. Al ser independiente del canal ventilatorio posibilita la introducción, si es necesario, de tubos endotraqueales a través de este último.

Incorpora un **puerto de oxígeno suplementario (3)** que permite administrar oxígeno adicional en el postoperatorio, en el traslado de pacientes o para realizar una oxigenación pasiva durante CCR (Resucitación Cardio Cerebral).

Incluye un **anillo de fijación (4)** para fijarla mediante la cinta de fijación incluida.

El **estabilizador de la cavidad bucal (5)** evita que el dispositivo rote una vez introducido y facilita la inserción.

Todas estas características hacen de i-gel O₂ un dispositivo eficaz, rápido y fácil de insertar diseñado para su uso en procedimientos anestésicos de rutina y urgencias, que además está validado para resucitación, situaciones extra-hospitalarias y casos de vía aérea difícil.

