

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

8	Dispozitiv de reprocessarea automata a unui endoscop	Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configuratie Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, l ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu	MED-ISA, Steris/Cantel - DM000197378 Da, podea Da, 1 endoscop Da, LCD Da, 7 canale, isa.pdf, pag 3 Da, isa.pdf, 20min, pag 5 Dezinfectare-Sterilizare Da Da Da, isa.pdf, pag 3 Da, user_isa.pdf, pag 83,84 Da, Olympus, Fuji, Pentax, Sonoscape etc, compatibil.pdf Da, compatibil.pdf + altii din lista de producatori Da, isa.pdf, pag 3 Da, 30.14L, basin.pdf Da, isa.pdf, pag 3 Da, 20-40 grade, isa.pdf, pag 3 Da Da Da Da Da Da, isa.pdf, pag 3 Da, filtre interne 0.45+0.1microni + filtru extern 0.02microni, PB International, filtru.pdf	
---	--	--	--	--

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru cel puțin cu 3 producători de endoscoape: inclusiv și cel din dotare instituției (Sonoscape) Alți producători indicați producătorii oferți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	Da, single-shot Da, 15883, isa.pdf, pag 2 Da, pentru endoscoapele beneficiarului final Da Da, aohua, sonoscape, etc... Da Da, ISACLEAN, 5L (300 spalari) Da, ISASPOR, 20L (100 spalari)	
--	---	---	--