

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Bolsa con cierre zip transparente

Descripción: De polietileno

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	w (mm)	l (mm)
BZIP-055-100	100	55	55
BZIP-060-100	100	60	80
BZIP-070-100	100	70	100
BZIP-080-100	100	80	120
BZIP-100-100	100	100	150
BZIP-120-100	100	120	180
BZIP-150-100	100	150	200
BZIP-180-100	100	180	250
BZIP-200-100	100	200	300
BZIP-250-100	100	250	330
BZIP-300-100	100	300	400
En "pack ahorro"			
BZIP-055-1K0	10X100	55	55
BZIP-060-1K0	10X100	60	80
BZIP-070-1K0	10X100	70	100
BZIP-080-1K0	10X100	80	120
BZIP-100-1K0	10X100	100	150
BZIP-120-1K0	10X100	120	180
BZIP-150-1K0	10X100	150	200
BZIP-180-1K0	10X100	180	250
BZIP-200-1K0	10X100	200	300
BZIP-250-1K0	10X100	250	330
BZIP-300-1K0	10X100	300	400

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

BZIP-055-100

labbox

Zip lock plain bag, 100 pcs

Bolsa con cierre zip transparente, 100 uds

Sac de prélèvement à glissière, 100 unit

Batch nº.: xxxx



MATERIAL

Polietileno (PE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (90) °C

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Zip lock plain bag

Description: Made of polyethylene

SPECIFICATIONS

Reference	uds/ box	w (mm)	l (mm)
BZIP-055-100	100	55	55
BZIP-060-100	100	60	80
BZIP-070-100	100	70	100
BZIP-080-100	100	80	120
BZIP-100-100	100	100	150
BZIP-120-100	100	120	180
BZIP-150-100	100	150	200
BZIP-180-100	100	180	250
BZIP-200-100	100	200	300
BZIP-250-100	100	250	330
BZIP-300-100	100	300	400
"Saving package"			
BZIP-055-1K0	10X100	55	55
BZIP-060-1K0	10X100	60	80
BZIP-070-1K0	10X100	70	100
BZIP-080-1K0	10X100	80	120
BZIP-100-1K0	10X100	100	150
BZIP-120-1K0	10X100	120	180
BZIP-150-1K0	10X100	150	200
BZIP-180-1K0	10X100	180	250
BZIP-200-1K0	10X100	200	300
BZIP-250-1K0	10X100	250	330
BZIP-300-1K0	10X100	300	400

PACKING

Type: Carboard box

Label:

labbox	BZIP-055-100
	Zip lock plain bag, 100 pcs
	Bolsa con cierre zip transparente, 100 uds
	Sac de prélèvement à glissière, 100 unit
Batch n°.: xxxx	



MATERIAL

Polyethylene (PE)

Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Sac de prélèvement à glissière

Description: En polyéthylène

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	larg. (mm)	long. (mm)
BZIP-055-100	100	55	55
BZIP-060-100	100	60	80
BZIP-070-100	100	70	100
BZIP-080-100	100	80	120
BZIP-100-100	100	100	150
BZIP-120-100	100	120	180
BZIP-150-100	100	150	200
BZIP-180-100	100	180	250
BZIP-200-100	100	200	300
BZIP-250-100	100	250	330
BZIP-300-100	100	300	400
En "pack économie"			
BZIP-055-1K0	10X100	55	55
BZIP-060-1K0	10X100	60	80
BZIP-070-1K0	10X100	70	100
BZIP-080-1K0	10X100	80	120
BZIP-100-1K0	10X100	100	150
BZIP-120-1K0	10X100	120	180
BZIP-150-1K0	10X100	150	200
BZIP-180-1K0	10X100	180	250
BZIP-200-1K0	10X100	200	300
BZIP-250-1K0	10X100	250	330
BZIP-300-1K0	10X100	300	400

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	BZIP-055-100
	Zip lock plain bag, 100 pcs
	Bolsa con cierre zip transparente, 100 uds
	Sac de prélèvement à glissière, 100 unit
Batch n°.: xxxx	



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C