

**SPECIFICATIILE TEHNICE**

Numărul procedurii de achiziție: *nr.ocds-b3wdp1-MD-1731325173100 ID: 21309108 din 13.12.2024*

Obiectul achiziției: *Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - "Epidermoliza buloasă" pentru anul 2025*

<i>Codul CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumire Lot</i>	<i>Denumirea poziției</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</i>
3310000-1	5	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm.	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm.	<b>294502 Mepilex Transfer</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .	Pansament Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. <a href="https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg">https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg</a> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	DM000374534
3310000-1	6	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm.	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm.	<b>284322 Mepilex EM</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan;	Pansament Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan;	DM000374528

							2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .	3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. <a href="https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg">https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg</a> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	
3310000-1	11	Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi	Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi	<b>288100 Mepilex Heel</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe calcâi. Non-adeziv	Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe calcâi. Non-adeziv. <b>Documente anexate:</b> fișa tehnică a produsului	DM000374561
3310000-1	15	Pansament tip plasă echivalent Mepitel	Pansament tip plasă echivalent Mepitel	<b>292005 Mepitel</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața răni, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .	Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața răni, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile. <a href="https://www.molnlycke.us/products-solutions/mepitel/">https://www.molnlycke.us/products-solutions/mepitel/</a> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	DM000654062
3310000-1	16	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m.	<b>BLUE LINE 2438 Large limbs 7.5cm x 10m</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	Pansament de fixare de tip Tubifast Blue line. Lățimea 7,5 cm Lungimea 10 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; <b>Livrarea se va efectua per pansament (rolă).</b> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului	DM000374492
3310000-1	17	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20	<b>YELLOW LINE 2440 Extra-large limbs, 10.75cm x</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a	Pansament de fixare de tip Tubifast Yellow line. Lățimea 10,75 cm Lungimea 10 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor	DM000374493

		m.	m.	<b>10m heads, children's trunks</b>			pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; <b>Livrarea se va efectua per pansament (rolă).</b> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului	
3310000-1	<b>18</b>	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m.	<b>PURPLE LINE 2444 adult trunks 20 cm x 10 m</b>	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast Purple line. Lățimea 20 cm Lungimea 10 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; <b>Livrarea se va efectua per pansament (rolă).</b> <b>Documente anexate:</b> catalog/fișa tehnică a produsului	DM000374494

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu