

Nr. 11/06/23-5 din 11 iunie 2023

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
tel. 022-222 445/ 022 – 222- 364
Sergiu Balta, sergiu.balta@capcs.md

Ref la LP ocde-b3wdp1-MD-1680177467862 din 11.06.2023

privind achiziţionarea dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moşneaga"

PROPUNERE TEHNICA

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic
11	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	905190ER HM340E in set cu 902100ER HM325 MICROTO M	Marea Britanie	Shandon Diagnostic s / Thermo /EPREDIA	Microtom semiautomat cu aplicaţii multiple. 1. Să deţină următoare gamă de selecţie a grosimii de secţionare: Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm. Reglaj grosime taiere 10 - 20 µm / pas de 2 µm. Reglaj grosime taiere 20 - 30 µm / pas de 5 µm. Reglaj grosime taiere 30 - 100 µm / pas de 10 µm. Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 µm. Reglaj grosime fasonare pâna la 10 µm / pas de 5 µm. Reglaj grosime fasonare pâna la 100 µm / pas de 10 µm. Reglaj grosime fasonare pâna la 200 µm /	Microtom semiautomat cu aplicaţii multiple. 1. Detine următoarea gamă de selecţie a grosimii de secţionare: Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. Reglaj grosime taiere 0,5 -5 µm /pas de 0.5 µm Reglaj grosime taiere 5 - 20 µm /pas de 1 µm Reglaj grosime taiere 20 - 30 µm/pas de 2 µm Reglaj grosime taiere 30 – 60 µm/pas de 5 µm Reglaj grosime taiere 60 – 100 µm/pas de 10 µm Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 µm. Reglaj grosime fasonare pâna la 30µm / pas de 5 µm. Reglaj grosime fasonare pâna la 100 µm / pas de 10 µm.

					pas de 20 μm. Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800 μm/s. 7. Să aibă funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 8. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 9. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 10. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 11. Să aibă potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate $\geq$ 1.400 ml. 14. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 15. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet. 16. Dimensiuni maxime al spațiului disponibil: (L/l/h) 630x500x350 mm 17. Greutate: minim 30 kg.	Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm. Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala 28 mm. 3. Cursa verticala specimen 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere poate fi oprită. 5. Deține sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Deține sistem de control variabil al vitezei de avansare – 400, 800, 1200 μm/s. 7. Are funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 8. Roata pivotanta integrată se poate bloca în orice poziție. 9. Are orientare fină pe 2axe: X/Y , 8°. 10. Deține adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 11. Are potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 12. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 13. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate $\geq$ 1.400 ml. 14. Tava este amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 15. Este livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet. Impreuna cu microtomul semiautomat HM340 va fi livrat si 1 microtom manual model HM325, producator EPREDIA 16. Dimensiuni : (L/l/h); 490 x 420 x 280
--	--	--	--	--	---	--

HumanLab srl

IDNO 1013600036910

MD2064, mun. Chișinău,

str. Alba Iulia, 2/16

Tel/fax. +373-69-490939

e-mail: info@humanlab.md

						Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	mm 17. Greutate: 28kg. Cerințe de certificare: Anul producerii 2022-2023. Termen de garanție 24 luni din momentul instalării. Asiguram instalare, darea în exploatare, instruirea Asiguram training pentru utilizatori la instalare și la solicitare. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.
--	--	--	--	--	--	--	---

Cu respect,
Director
Inga Plămădeală