




www.balton.pl



Surgery and Gastroenterology

EMBOLECTOMY CATHETERS

Fogarty's, single lumen




The embolectomy catheters are used for the safe and convenient removal of thromboembolic material from arteries and veins. The catheters for embolectomy are made of biologically indifferent material. Their elasticity is matched to their size. The balloon is made of latex. It withstands the pressure indispensable for achieving of satisfactory effect. A silk thread is an additional fastening of the balloon. Each size has the colour corresponding to the international colour code. Marks are made at intervals of 10 cm. Stainless steel mandrin facilitates catheter introduction into the vessel. The soft spherical tip reduces to a minimum the probability of vessel wall perforation. The other end of the catheter has a Luer-Lock attachment. The catheter diameter and balloon volume are given on each catheter. Sterilization is with gamma radiation. Single lumen Fogarty catheters can be used for removal of concrements from bile ducts.

Reference:	Catheter size / length	Tube colour	Diameter of filled balloon	Balloon volume filled with liquid
EFB2F40	2F / 40 cm	white	5 mm	0.15 ml
EFB2F60	2F / 60 cm	white	5 mm	0.15 ml
EFB3F40	3F / 40 cm	green	6 mm	0.20 ml
EFB3F80	3F / 80 cm	green	6 mm	0.20 ml
EFB4F40	4F / 40 cm	red	8 mm	0.70 ml
EFB4F80	4F / 80 cm	red	8 mm	0.70 ml
EFB5F40	5F / 40 cm	white	10 mm	1.50 ml
EFB5F80	5F / 80 cm	white	10 mm	1.50 ml
EFB6F40	6F / 40 cm	blue	12 mm	2.00 ml
EFB6F80	6F / 80 cm	blue	12 mm	2.00 ml
EFB7F40	7F / 40 cm	yellow	14 mm	2.50 ml
EFB7F80	7F / 80 cm	yellow	14 mm	2.50 ml
EFB8F40	8F / 40 cm	brown	16 mm	3.50 ml
EFB8F80	8F / 80 cm	brown	16 mm	3.50 ml
EFB10F40	10F / 40 cm	grey	20 mm	4.50 ml
EFB10F80	10F / 80 cm	grey	20 mm	4.50 ml

When ordering use Ref. Number, e.g.: EFB5F40.

КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЭМБОЛЭКТОМИИ одноканальные



Катетеры для эмболэктомии предназначены для безопасного и удобного извлечения тромботических масс из артерий и вен. Катетеры для эмболэктомии изготовлены из биологически нейтрального материала. Эластичность катетеров адекватна их размеру. Баллон изготовлен из латекса, что позволяет выдерживать давление, необходимое для достижения желаемого эффекта. Баллон дополнительно укреплен шелковой нитью. Катетеры имеют цветовую кодировку по размерам, соответствующую международному цветовому коду. Цветовые метки нанесены с интервалом 10 см. Мандрен изготовлен из нержавеющей стали, он облегчает введение катетера в сосуд.

Мягкий закруглённый кончик сводит к минимуму риск перфорации стенки сосуда. Другой конец катетера имеет насадку типа Luer-lock. На каждом катетере указаны диаметр катетера и емкость баллона. Одноканальные катетеры также могут использоваться для удаления конкрементов из желчных протоков.

Кат. №	Размер / длина катетера	Цветовая маркировка коннектора	Диаметр наполненного баллона	Объем баллона, наполненного жидкостью
EFB2F40	2F / 40 см	белый	5 мм	0.15 мл
EFB2F60	2F / 60 см	белый	5 мм	0.15 мл
EFB3F40	3F / 40 см	зеленый	6 мм	0.20 мл
EFB3F80	3F / 80 см	зеленый	6 мм	0.20 мл
EFB4F40	4F / 40 см	красный	8 мм	0.70 мл
EFB4F80	4F / 80 см	красный	8 мм	0.70 мл
EFB5F40	5F / 40 см	белый	10 мм	1.50 мл
EFB5F80	5F / 80 см	белый	10 мм	1.50 мл
EFB6F40	6F / 40 см	голубой	12 мм	2.00 мл
EFB6F80	6F / 80 см	голубой	12 мм	2.00 мл
EFB7F40	7F / 40 см	желтый	14 мм	2.50 мл
EFB7F80	7F / 80 см	желтый	14 мм	2.50 мл
EFB8F40	8F / 40 см	коричневый	16 мм	3.50 мл
EFB8F80	8F / 80 см	коричневый	16 мм	3.50 мл
EFB10F40	10F / 40 см	серый	20 мм	4.50 мл
EFB10F80	10F / 80 см	серый	20 мм	4.50 мл

Пример номера по каталогу: EFB5F40.