

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1754910531183, ID: 21465476 din 12.09.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național privind bolile rare - "Epidermoliza buloasă", pentru anul 2026

Codul CPV	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
33100 00-1	5	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm.	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm.	294502 Mepilex Transfer	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 - 7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatică, cu capacitatea de prevenire a macerației 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene. 5. Ambalat - 1 folie în 1 ambalaj steril. Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	Pansament Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatică, cu capacitatea de prevenire a macerației 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene. 5. Ambalat - 1 folie în 1 ambalaj steril. https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	DM00037 4534
33100 00-1	6	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm.	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm.	284322 Mepilex EM	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatică, cu capacitatea de prevenire a macerației. *Componenta foliei din 4 straturi:	Pansament Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatică, cu capacitatea de prevenire a macerației. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan;	DM00037 4528

							1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene * Ambalat - 1 folie în 1 ambalaj steril. Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .	3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene * Ambalat - 1 folie în 1 ambalaj steril. https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	
33100 00-1	9.	Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi	Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi	288100 Mepilex Heel	Suedia	Molnlycke Health Care	Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv	Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv. Documente anexate: fișa tehnică a produsului	DM00037 4561
33100 00-1	13	Pansament tip plasă echivalent Mepitel	Pansament tip plasă echivalent Mepitel	292005 Mepitel	Suedia	Molnlycke Health Care	Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața răni, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .	Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața răni, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile. https://www.molnlycke.us/products-solutions/mepitel/ Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului, studii clinice, literatura de specialitate privind aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasă.	DM00065 4062
33100 00-1	14	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m.	2438 BLUE LINE Large limbs 7.5cm x 10m	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	Pansament de fixare de tip Tubifast Blue line. Lățimea 7,5 cm Lungimea 10 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Livrarea se va efectua per pansament (rolă). Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului	DM00037 4492
33100 00-1	15	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11	2440 YELLOW LINE Extra-large limbs,	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru	Pansament de fixare de tip Tubifast Yellow line. Lățimea 10,75 cm Lungimea 10 m. Pansament în stare neîntinsă.	DM00037 4493

		cm Lungimea 10-20 m.	cm Lungimea 10-20 m.	10.75cm x 10m heads, children's trunks			fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fără strângere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fără strângere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Livrarea se va efectua per pansament (rolă). Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului	
33100 00-1	16	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m.	2444 PURPLE LINE adult trunks 20 cm x 10 m	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fără strângere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast Purple line. Lățimea 20 cm Lungimea 10 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastrează fixe pansamentele, fără strângere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%; Livrarea se va efectua per pansament (rolă). Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului	DM00037 4494
	18	Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5	Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5	287321	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament pentru absorbția exudatului din plăgi infectate exudative severe, cu efect bactericid și deodorant echivalent Mepilex Ag 17,5*17,5 cm. Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuritan, impregnat cu sulfat de argint, acoperit cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Meabil, posibilitatea de modelare în fisuri, grosime 3 mm. Activitate antimicrobiană în ≤ 30 min și posibilitatea de plasare pe plagă până la 7 zile (prezentarea referințelor clinice). Atrumatic, autodeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației. Compus din 4 straturi: 1. Film de poliuritan rezistent la apă; 2. strat de spumă de poliuritan cu conținut de sulfat de argint; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilenă de protecție. Posibilitatea de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică 100 % (fără borduri) Steril.	Pansament pentru absorbția exudatului din plăgi infectate exudative severe, cu efect bactericid și deodorant echivalent Mepilex Ag 17,5*17,5 cm. Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuritan, impregnat cu sulfat de argint, acoperit cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Meabil, posibilitatea de modelare în fisuri, grosime 3 mm. Activitate antimicrobiană în ≤ 30 min și posibilitatea de plasare pe plagă până la 7 zile (prezentarea referințelor clinice). Atrumatic, autodeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației. Compus din 4 straturi: 1. Film de poliuritan rezistent la apă; 2. strat de spumă de poliuritan cu conținut de sulfat de argint; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilenă de protecție. Posibilitatea de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică 100 % (fără borduri) Steril. https://www.debra-international.org/skin-and-wound-care-in-eb-cpg Documente anexate: catalog/fișa tehnică a produsului	DM00027 1863