

Unitate radiografica pentru torace, digitala Cod 210240

Descriere Destinate obținerii de imagini radiografice ale toracelui, este cea mai frecventă metodă din lume. Imaginile obținute sunt utilizate pentru diagnosticarea tulburărilor pulmonare, cum ar fi infecțiile acute și cronice, afecțiuni maligne și pentru a indica dacă testele de diagnosticare suplimentare, cum ar fi tomografie computerizată, sunt necesare. **EcoView 9Plus ChestType**

Parametrul Specificația

Tip digital **DA**

Tip detector flat panel **DA VIVIX S 17x17 v Wered**

Mărimea maximă a imaginii 43 x 43 cm **DA 43x43 cm (17x17 inch)**

Timpul ciclului ≤10 s **Da 2 sec**

Imagini/h 60 **Da**

Mărimea pixelului ≤140 μm **DA 140 mkm**

DICOM 3.0 da **Da**

Tip ID pacient Modalitate DICOM worklist, tastatură, bar cod **Da**

Controlul expunerii automat da **Da AEC 3 cimpuri**

Mișcare pe verticală De la minim la maxim, cm 150-200, cu fixare la nivelul selectat **Da 41-171 cm**

Echipament compatibil Procesor de filme Toate DICOM **Da FujiFilm DripixLite**

Generator raze X Toate standarte **Da EcoRay 40kW/125kV**

Tubul cu raze X Toate standarte **Da E7239X**

Stativul tubului Pe podea **Da**

Alimentarea Rețeaua electrică, 220 V, 50 Hz da **Da 220vAC 50Hz**

Opțiuni Procesare avansată a imaginii da **DA**

DAP-metru **da** **Da**

Sticlă plumbată 1 unitate Da **DA ,80x100 cm ,2mmPb ,150kV .7-8mm**

Guleraș de protecție 2 seturi Da **art318 Aktiv X-Ray Turcia**

Sort de protecție 2 seturi Da **art 110 Aktiv X-Ray Turcia**

Ochelarii de protecție 2 seturi **Da art 700 Aktiv X-Ray Turcia**

Șorț protector pentru gonade 2 seturi **DA art 304 Aktiv X-Ray Turcia**