

Новинка

## МИКРОСКОП - «биологический»

- Идеален для научных и клинических исследований, с превосходной оптической системой, великолепным разрешением и резкостью.
- Уникальная конструкция с револьверной головкой обеспечивает большее рабочее пространство и удобное обслуживание.
- Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 50 мм - 75 мм.
- Широкопольный окуляр с увеличением 10X и диаметром линзы 20 мм обеспечивает четкие и контрастные изображения.
- Ахроматические объективы 4X, 10X, 40X и 100X гарантируют резкие и четкие изображения.
- NA 1,25 конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра гарантирует идеальную контрастность.
- Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-вправо на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое использование.
- Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением перемещения 20 мм.
- Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг грубой регулировки 37,7 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.
- Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, суперярким и мощным светодиодным освещением с регулируемой силой света.

- В комплект поставки входит пылезащитный чехол и иммерсионное масло.

| катал. номер | кол-во в уп. |
|--------------|--------------|
| 613.21.001   | 1 шт.        |



Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклоненной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в диапазоне 50 мм - 75 мм.



Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, суперярким и мощным светодиодным освещением с регулируемой силой света.



Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-вправо на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое использование.



Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением перемещения 20 мм. Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг грубой регулировки 37,7 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.