

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,

Numărul licitației: LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 din 17 iulie 2025

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	70	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (006298)	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (006298)	AEB400100. CRIOBILE	Franța	bioMérieux SA	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice (006298), Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de margele poroase și bulion adăugat (crioconservant), Ambalare până la 100 buc/set, culoare roșie. O Bucată= Un criotub, Bucată	Sistemul de criobile este un tub de mici dimensiuni care conține bile pe care microorganismele pot adera. Bilele sunt imersate într-o soluție hipertona pentru crioconservare. Odată ce a fost inoculat, tuburile sunt depozitate la temperaturi între -20 °C și -80 °C. Fiecare cutie conține 64 de tuburi a câte 25 de bile, ambalate compact pentru a fi stocate la frigider. Soluție hipertona de crioconservare 0,9 ml.	CE, ISO
33100000-1	293	Lame țință MS-DS SLIDE (G48024)	Lame țință MS-DS SLIDE (G48024)	410893. VITEK MS-DS	Franța	bioMérieux SA	Lame țință MS-DS SLIDE (G48024), Lamelele țință MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide. , cutie	Lamele țință VITEK® MS-DS pentru utilizare împreună cu instrumentele VITEK® MS. Lamelele țință VITEK® MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK® MS. 1kit=8 x 4 lamele țință	CE, ISO/Rg04-000285
33100000-1	294	Vărfuri pentru PICKME PEN (G48025)	Vărfuri pentru PICKME PEN (G48025)	423551. VITEK PICKME NIBS	Franța	bioMérieux SA	Vărfuri pentru PICKME PEN (G48025), Vărfuri (nibsur) pentru accesorile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18 x 96 vărfuri., cutie	Vărfuri VITEK® PICKME™ NIBS pentru VITEK® PICKME™ PEN destinate pentru aplicarea materialului pe lama din plastic VITEK® MS-DS (1kit=18 cutii a câte 96 de vărfuri). Doar pentru unică folosință.	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: director

Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: mun. Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1