



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЗГАР»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица Сторожевская, дом 8,
подъезд 9, этаж 3 (технический),
регистрационный номер 101084959 от 19.02.2016 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
телефон: +375 17 397 45 82; адрес электронной почты (e-mail): azgar@azgar.by
в лице директора Огурцова Сергея Павловича

заявляет, что

аппараты многофункциональные физиорефлексотерапевтические «РЕФТОН-01» с
принадлежностями, модели «РЕФТОН-01-П», «РЕФТОН-01-А», «РЕФТОН-01-АИ», «РЕФТОН-01-
РФТЛС» (комплектация указана в Приложении 1 к декларации о соответствии на 7 (семи)
листах)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЗГАР»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица Сторожевская, дом 8,
подъезд 9, этаж 3 (технический)

ТУ РБ 101084959.001-2003 «Аппараты многофункциональные физиорефлексотерапевтические
«РЕФТОН-01» (извещение об изменении №5)

код ТН ВЭД ЕАЭС 9018 90 840 9;

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная
совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № 9571 ЭМС от 29 апреля 2019 года испытательного центра научно-
производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный
институт стандартизации и сертификации», регистрационный номер аттестата аккредитации
ВУ/112 02.1.0.0085

Примененная схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

Примененный стандарт: СТБ МЭК 60601-1-2-2006 «Изделия медицинские электрические. Часть
1-2 .Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы
испытаний», пункты 36.201, 36.202

Условия и срок хранения, срок службы (годности): аппарат должен храниться в упаковке
предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С, при этом в
помещении не должно быть газов и паров, вызывающих коррозию, длительность хранения без
переконсервации 12 месяцев, срок службы 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.11.2024

включительно



М.П.

Огурцов Сергей Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

Перечень аппаратов многофункциональных физиорефлексотерапевтических «РЕФТОН-01» с модификациями каждой модели и принадлежностями

Модель «РЕФТОН-01-П»		
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ГТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ГТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ГТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ГТ
–«РЕФТОН-01-П»	1 канал	ДДТ
Модель «РЕФТОН-01-А»		
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ+СТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ГТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+КТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ЭМС



М.П.

Огурцов Сергей Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	СМТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ДДТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-А»	1 или 2 канала	ЭМС
Модель «РЕФТОН-01-АИ»		
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК +МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+ФТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+СТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+КТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ

М.П.

Огурцов Сергей Павлович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01.1102004801037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ДДТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ДДТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭМС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭМС
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+МЛТ+СТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+ИТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ЭС+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ЭС+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ИТ+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭС+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	КРАНИО+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭД+МЛТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+ЭС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+ЭС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+МЛТ+СТ+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+ЭС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+ЭС+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ

М.П.

Огурцов Сергей Павлович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+СТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+МЛТ+ИМПТОК+ КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+ИМПТОК+ЭС
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ СМТ+ ДДТ+ЭМС+ФТ+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ СМТ+ ДДТ+ФТ+ИМПТОК+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ СМТ+ ДДТ+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ СМТ+ ДДТ+МЛТ+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	СМТ+ДДТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	СМТ+ДДТ+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+ЭМС+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+ СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+ СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	СМТ+ДДТ+ИМПТОК+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ+КРАНИО
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ИМПТОК+ЭС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ+ИМПТОК
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МТ+МЛТ+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭМС+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭМС+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ЭМС+ИМПТОК
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ИМПТОК+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+ИМПТОК+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ФТ+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+КТ+ФТ+ЭМС+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ДДТ+ИМПТОК

М.П.

Огурцов Сергей Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	СМТ+ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	ИМПТОК+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+МЛТ+ЭД
–«РЕФТОН-01-АИ»	1 или 2 канала	АНТОК+ЭД
Модель «РЕФТОН-01-РФТЛС»		
–«РЕФТОН-01-РФТЛС»	2 канала	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ
–«РЕФТОН-01-РФТЛС»	2 канала	Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер

Принадлежности к аппаратам многофункциональным физиорефлексотерапевтическим «РЕФТОН-01»

Наименование	
1	Аппарат «РЕФТОН-01»
2	Излучатель лазерный
3	Излучатель тепловой
4	Насадка коническая аурикулопунктурная
5	Насадки магнитные МН-30, или МН-35, или МН-60, или МН-120
6	Манжета для надвенного облучения крови
7	Кабель пациента «ФИЗИО» №1, или №2, или №3, или №4, или №5, или №6, или №7, или №8, или №9, или №10, или №11, или №12, или №13, или №14, или №15, или №16, , или №17, или №18
8	Кабель пациента для точечного инвазивного воздействия
9	Кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия
10	Кабель пациента «ЭД» для проведения электродиагностики
11	Нозологические электродные трафареты (маски) №1, или №2, или №3 проведения процедуры «Электросон»
12	Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью 2 шт.
13	Кабель для подсоединения к сети переменного тока
14	Комплект термомагнитных локально-зональных инфракрасных излучателей (Инфра-Цзю)
15	Комплект для проведения терапии на многоцветных лазерных элементах
16	Комплект для проведения терапии на многоцветных сверхъярких диодах
17	Комплект для проведения терапии на многоцветных лазерных элементах в сочетании с постоянным магнитным полем
18	Комплекты для проведения терапии на многоцветных сверхъярких диодах в сочетании с постоянным магнитным полем
19	Насадка расфокусирующая
20	Манжета лобно-глазная с фотоэлементами
21	Очки для защиты от лазерного излучения
22	Очки бинокулярные фотомагнитные
23	Распределитель сигнала
24	Насадки стоматологические №1;2;3
25	Насадки гинекологические №1;2;3;4;5
26	Насадки урологические №1;2;3
27	Насадки оториноларингологические №1;2;3
28	Насадка прокто-вагинальная
29	Насадка универсальная


М.П.

Огурцов Сергей Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

30	Насадка назальная
31	Насадка косметологическая
32	Насадки рефлексотерапевтические №1;2
33	Электроды одноразовые поверхностные
34	Электроды одноразовые полостные
35	Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью или электроды силиконовые токопроводящие со следующими типоразмерами: - электрод прямоугольный размер 30x40 мм - электрод прямоугольный размер 40x50 мм. - электрод прямоугольный размер 40x70 мм. - электрод прямоугольный размер 40x80 мм. - электрод прямоугольный размер 40x110 мм. - электрод прямоугольный размер 40x140 мм. - электрод прямоугольный размер 40x170 мм. - электрод прямоугольный размер 50x50 мм. - электрод прямоугольный размер 50x60 мм. - электрод прямоугольный размер 50x70 мм. - электрод прямоугольный размер 50x100 мм. - электрод прямоугольный размер 50x120 мм. - электрод прямоугольный размер 60x80 мм. - электрод прямоугольный размер 60x100 мм. - электрод прямоугольный размер 60x120 мм. - электрод прямоугольный размер 60x160 мм. - электрод прямоугольный размер 60x170 мм. - электрод прямоугольный размер 60x200 мм. - электрод прямоугольный размер 70x70 мм. - электрод прямоугольный размер 70x80 мм. - электрод прямоугольный размер 70x100 мм. - электрод прямоугольный размер 70x110 мм. - электрод прямоугольный размер 70x230 мм. - электрод прямоугольный размер 80x100 мм. - электрод прямоугольный размер 80x120 мм. - электрод прямоугольный размер 80x130 мм. - электрод прямоугольный размер 80x150 мм. - электрод прямоугольный размер 80x160 мм. - электрод прямоугольный размер 80x200 мм. - электрод прямоугольный размер 80x250 мм. - электрод прямоугольный размер 90x140 мм. - электрод прямоугольный размер 100x100 мм. - электрод прямоугольный размер 100x120 мм. - электрод прямоугольный размер 100x150 мм. - электрод прямоугольный размер 100x200 мм. - электрод прямоугольный размер 100x250 мм. - электрод прямоугольный размер 120x170 мм. - электрод прямоугольный размер 120x180 мм. - электрод прямоугольный размер 120x200 мм. - электрод прямоугольный размер 130x190 мм. - электрод прямоугольный размер 140x500 мм. - электрод прямоугольный размер 150x200 мм. - электрод прямоугольный размер 150x250 мм. - электрод прямоугольный размер 160x250 мм. - электрод прямоугольный размер 170x290 мм. - электрод прямоугольный размер 200x240 мм.



М.П.

Огурцов Сергей Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 048 01037

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2019

- электрод прямоугольный размер 200х300 мм.
- электрод для щитовидной железы размер 70х105 мм.
- электрод для щитовидной железы размер 70х110 мм.
- электрод для щитовидной железы размер 100х150 мм.
- электрод грудной размер 40х105 мм.
- электрод грудной размер 75х150 мм.
- электрод глазной размер 30х60 мм.
- электрод глазной размер 40х40 мм.
- электрод-полумаска Бергонье правосторонняя размер 120х170 мм.
- электрод-полумаска Бергонье левосторонняя размер 120х170 мм.
- электрод-полумаска Бергонье правосторонняя размер 160х190 мм.
- электрод-полумаска Бергонье левосторонняя размер 160х190 мм.
- электрод ушной размер 90х80 мм.
- электрод ушной размер 100х90 мм.
- электрод ушной размер 110х130 мм.
- электрод ушной размер 120х170 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 150х350 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 160х300 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 240х320 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 250х440 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 380х440 мм.
- электрод-воротник по Щербаку размер 390х430 мм.



М.П.

Огурцов Сергей Павлович

(Ф.И.О. заявителя)