



MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г.Кишинэу,
ул. Калеа Орхейулуй 111/5
тел. 406 - 299;406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :241/23
Data:01.11.2022

În atenția : Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de LP deschisa Nr: ocds-b3wdp1-MD-1699959995968 din data de 15.12.2023 pentru achiziția reagenți și consumabile – sistem închis pentru anul 2024

Declarație

Prin prezenta, confirmam:

Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3.Reagentii,solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru,in cazul cind nu sint liofilizati.Solutiile de lucru sa fie stabilemai mult de 30 zile.In instructiune sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor.Cerinte conform ordinului MS nr .701din 18.10.2010

Multumim pentru colaborare!
Cu consideratie,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina