

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21067762, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1669024131003 din „2” decembrie 2022
Obiectul achiziției:	Consumabile pentru laboratorul bacteriologic pentru anul 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
66.API 20E (set-25 teste) pentru identificarea enterobacteriilor	API® 20 E, 20100	Franța	bioMérieux SA	66.API 20E (set-25 teste) pentru identificarea enterobacteriilor	API® 20 E este un sistem calitativ standardizat pentru identificarea Enterobacteriaceae și a altor bacili Gram-negativi nepretențioși. Acesta utilizează teste miniaturizate, precum și o bază de date specifică. Inocularea și citirea stripurilor se efectuează manual, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare. Lista completă a microorganismelor ce pot fi identificate cu acest sistem este furnizată în Broșura tehnică - Informații pentru Software-ul de identificare. Conținutul kitului. Kit pentru 25 de teste: • 25 de stripuri API® 20 E • 25 de cutii de incubare • 25 de fișe de rezultate • 1 clemă de sigilare • 1 Insert Tehnic furnizat in kit sau care poate fi descarcat de pe www.biomerieux.com/techlib. Set = kit 25 teste	CE, ISO
67.API 20E reagent KIT (set-7fiole) pentru identificarea enterobacteriilor	API® 20 E REAGENTS, 20120	Franța	bioMérieux SA	67.API 20E reagent KIT (set-7fiole) pentru identificarea enterobacteriilor	Kit API® 20 E Reagent. JAMES + NIT 1 + NIT 2 + TDA + VP 1 + VP 2. Set 7 fiole	CE, ISO
68.API mineral oil (1x125ml) pentru identificarea enterobacteriilor	MINERAL OIL, 70100	Franța	bioMérieux SA	68.API mineral oil (1x125ml) pentru identificarea enterobacteriilor	API mineral oil. Flacon (1x125ml)	CE, ISO

69. Medium NaCl (0,85;5 ml-100 fiole) pentru identificarea enterobacteriilor	API® NaCl 0.85 % Medium, 20230	Franța	bioMérieux SA	69. Medium NaCl (0,85;5 ml-100 fiole) pentru identificarea enterobacteriilor	API® NaCl 0.85 % Medium. API® NaCl 0.85 % Medium este conceput pentru a fi utilizate ca medii de suspensie cu produsele API®, ID 32 sau ATBTM, în condițiile descrise în inserturile tehnice ale produselor respective. Conținutul kitului: • 100 de fiole • 1 insert tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe www.biomerieux.com/techlib Set = kit 100 fiole	CE, ISO
70. MYCOPLASMA IST3 (cultura, identificarea, testare a susceptibilității la antibiotice) set-25 teste	MYCOPLASMA IST 3, 422083	Franța	bioMérieux SA	70. MYCOPLASMA IST3 (cultura, identificarea, testare a susceptibilității la antibiotice) set-25 teste	MYCOPLASMA IST 3 este un test de diagnosticare manual, calitativ și semi-cantitativ, in vitro, pentru cultura, identificarea, enumerarea indicativelor și testarea susceptibilității la antibiotice a Mycoplasma hominis și Ureaplasma spp., inclusiv a Ureaplasma parvum și Ureaplasma urealyticum. Este conceput ca un ajutor pentru diagnosticarea și predicția reacției la tratament la adulții suspectați de infecție cu mycoplasma urogenitală, la folosirea tampoanelor uretrale, tampoanelor vaginale și de col, probe de material seminal și urină pentru bărbați. Conținutul kitului. Kit pentru 25 de teste: • 25 de flacoane MYCOPLASMA R1 care conțin 3,1 ml de mediu de cultură (R1) • 25 de flacoane MYCOPLASMA R2 care conțin 1 ml de mediu de cultură liofilizat (R2) • 25 de stripuri MYCOPLASMA IST 3 (STR) • 25 de capace de incubare (INCUB) • 1 insert tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe www.biomerieux.com Set = kit 25 teste	CE, ISO
71. GEN-box anaerobi (generator de gaze pentru bacterii anaerobe) set-10 plicuri	GENbox, 96124	Franța	bioMérieux SA	71. GEN-box anaerobi (generator de gaze pentru bacterii anaerobe) set-10 plicuri	GENbox anaer. Generatoarele GENbox funcționează fără adăugare de apă sau de catalizator (nu se produce hidrogen). Ele dau utilizatorului un nivel înalt de practicabilitate și securitate. Compozițiile de gaze obținute în recipient (oxigen și dioxid de carbon) sunt ajustate prin intermediul cantității de compusi chimici conținuți în fiecare plic, care absorb oxigenul și elimină dioxid de carbon. Set 10 plicuri de aluminiu fiecare conținând 1 generator + 1 insert tehnic	ISO
72. GEN-box jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 plăci Petri)	GENbox Jar 2.5 l, 96127 + GENbox Jar Lid 2.5 l, 96129	Franța	bioMérieux SA	72. GEN-box jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 plăci Petri)	În Jarul GENbox 2.5 l se folosește un generator și se pot incuba maxim de 12 x 90 mm plăci. 1 bucată = GENbox Jar 2.5 l + GENbox Jar Lid 2.5 l (capac).	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1