



Mango de bisturí electroquirúrgico reutilizable
Reusable electrosurgical pencil
Manches de bistouri électrochirurgical réutilisable
Blayco

Mango de bisturí electroquirúrgico reutilizable Blayco MBR600 de fácil manejo, ligero, con cómodo perfil anatómico, control de botón, con cable de 3 m y conector estándar de 3 pines.

Se sirve con electrodo activo de cuchilla de 70 mm de longitud, desmontable.

Blayco MBR600 reusable electrosurgical pencil easy to use, lightweight, with comfortable anatomical profile, fingertip control, with 3 m cable and standard 3-pin connector.

Served with 70 mm blade active electrode, removable.

Manche bistouri électrochirurgical réutilisable Blayco MBR600 facile à utiliser, léger et réutilisable avec profil anatomique confortable, commande à bouton-poussoir, avec câble de 3 m et connecteur standard à 3 broches.

Livré avec électrode active de lame de 70 mm de longueur, amovible.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Cable Cable Cable	Control Control Contrôle	Presentación Presentation Présentation
MBR600F	TCR006F	3 m	Botón Fingertip Bouton	Mango de bisturí electroquirúrgico MBR600 Blayco + Electrodo activo de cuchilla de 70 mm Blayco MBR600 reusable electrosurgical pencil + 70 mm blade active electrode Manche de bistouri électrochirurgical Blayco MBR600 + Électrode active de lame de 70 mm



REUTILIZABLE
REUTILISABLE
30
VEGES
TIMES
FOIS

Limpiador de electrodo
Cleaning device for electrode
Dispositif de nettoyage d'électrode
Blayco



Dispositivo limpiador de electrodos activos Blayco AL-40, autoadhesivo, estéril, radiopaco.

Blayco AL-40 active electrode cleaning device, self-adhesive, sterile, radiopaque.

Dispositif de nettoyage d'électrode active Blayco AL-40, auto-adhésif, stérile, radio-opaque.

Referencia Reference Référence	Código Code Code	Medida Dimensions Mesure	Grosor Thickness Épaisseur	Unidades / Caja Units / Box Unité / Carton
AL-40	TCG01	50 x 50 mm	6 mm	1 250

