



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa  
Caiet de sarcini Lot 3

<b>Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical</b>		
<b>Descriere</b>	<b>Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel inoxidabil</b>	<b>Specificația tehnică propusă</b>
Domeniul de utilizare	instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil	DA
Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților	da	DA, pag.2 "AT-OS"
Volumul camerei	130-165 L	DA, 165L pag 8 "DataSheet"
Carcasa exterioară	din oțel inoxidabil AISI 304	DA, pag.3 "AT-OS"
Camera de spălare construită	din oțel inoxidabil AISI 316L	DA, pag.3 "AT-OS"
Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent	da	DA, pag.2 "AT-OS"
Pompa de apă, internă	da	DA, pag.6 Service Manual
Pompa de aer, internă	da	DA, pag.2 'Washer disinfector with drying system' – "DataSheet"
Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} \text{C}$	da	DA, pag.8 "DataSheet" /pag.5 "AT-OS"

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului	da	DA, pag. 5 "AT-OS"
Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor	da	DA, pag. 7 "Brochure AT-OS"
Numărul de uși	1 unitate	DA, pag.12 "Brochure AT-OS"
Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil	da	DA, pag.12 "Brochure AT-OS"
Iluminare internă a camerei	da	DA, pag. 7 "Datasheet", pag.12 "Brochure AT-OS"
Programe de dezinfecție implicite	Min. 10	DA, pag.2 "Programe AT-OS"
Programe care pot fi programate de către utilizator	Min. 30	DA, 40 programe pag.5 "AT-OS", pag. 6 "Brochure AT-OS"
Ecran LCD, color	da	DA, pag.2 "AT-OS"
Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului	da	DA, pag.16 "Service Manual"
Limbajul interfeței și meniului	română / rusă	DA, Multilanguage Software 1 - pag.3 "DataSheet"
Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție	da	DA, pag.6 "Service Manual"
Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului	da	DA, pag.6 "Service Manual"

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Imprimantă termică, integrată	da	DA, pag. 4 "AT-OS"
Temperatura de uscare	$\geq 125$ grade	DA, pag.8 "Service Manual"
Filtrarea aerului	HEPA filtru	DA, pag. 4 "AT-OS"
Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului	da	DA, pag.21 "User Manual"
Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului si dezinfectantului	da	DA, 'Dosing Pumps' pag.5 "DataSheet"
Brațe rotative pentru jetul de apă	$\geq 2$ unități	DA, pag.16 "User Manual"
Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă	da	DA, pag. 4 "AT-OS"
Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor	da	DA, pag.5 "DataSheet"
Alarmer	sonore și vizuale	DA, pag.6/16 "Service Manual"
Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere	da	DA, pag.6/16 "Service Manual"
Alarma de finalizare a ciclului	da	DA, pag.6 "Service Manual"
Tensiunea de alimentare	380V, 50 Hz	DA, pag. 4 "Datasheet"
<b>Accesorii și consumabile:</b>		



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Sistem de osmoză inversă sau sistem de demineralizare a apei compatibilă cu mașina de spălat, conform recomandării producătorului. Sistem de monitorizare a calității apei	da (cu indicarea modelului oferit)	Dedurizator 0817 +Sistem Osmos 400G + Filtru DP 10’’ + PP10 + C1H + 20G Rezervo de stocare + sare tableta + accesorii
Suport pentru mașina de spălat	1 buc., (cu indicarea codul produsului)	DA, cod A316
Rafturi de încărcare	2 buc., (cu indicarea codul produsului)	DA, cod TH148+TH151
Coșuri pentru instrumente	min. 5, (cu indicarea codul produsului)	DA, cod A002 1/1DIN
Hârtie imprimantă	30 buc., (cu indicarea codul produsului)	DA, cod CK9-40
Detergent	volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, (cu indicarea codul produsului)	DA, Lysonox D1
Dezinfectant	volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri (cu indicarea codul produsului)	DA, Lysonox N1