

О КОМПАНИИ

Производственная компания ООО «Elastikum» учреждена в 2009 году. Специализацией предприятия является выпуск текстильных и медицинских изделий. Производственный комплекс расположен в г. Ташкенте.

ООО «Elastikum» представляет собой сочетание современных передовых производственных технологий и высококвалифицированных специалистов. В состав продукции входят лучшие сорта высококачественного хлопка.

На предприятии внедрена и поддерживается система менеджмента качества стандарта ISO:9001.



Elastikum
— больше,
чем объятия

UZ-MF-000036753

изготовлена согласно стандарту SM SR EN 14079; 2003, в отдельной упаковке

Бинт марлевый

Хлопок - 100%

Плотность - 32гр на м2

Бинт марлевый
стерильный



Размеры:
5 м x 10 см
5 м x 7 см
7 м x 14 см

Бинт стерильный применяется в качестве перевязочного материала.
Возможно использование на открытые раны.
Стерилизация — паровой метод.

Бинты марлевые медицинские отбеливаются нетоксичным,
не аллергенным, не воспламеняемым раствором

Бинт марлевый
нестерильный

Смачиваемость (погружаемость),
не более - 10 секунд

Количество нитей на 10 см:
по основе - 120
по утку - 100

Минимальная разрывная нагрузка на 50x200 mm по основе - 60 N

Бинт марлевый изготовлен из высококачественной
отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли
(100% хлопок). Может быть частью как домашней
аптечки, так и набора скорой помощи.



Размеры:

5 м x 5 см	7 м x 8,5 см
5 м x 7 см	7 м x 10 см
5 м x 8,5 см	7 м x 12 см
5 м x 10 см	7 м x 14 см
7 м x 7 см	

Марля медицинская отбеленная



Марля используется для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для изготовления ватно-марлевых повязок. Из марли производятся бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски.

Повязки медицинские стерильные



Применяются для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела.

UZ-MF-000036753

изготовлена согласно стандарту
SM SR EN 14079; 2003
в отдельной упаковке

Хлопок - 100%

Плотность - 32гр на м2

Марля медицинская
отбеленная в рулонах по
1000м

Производится по
предварительному заказу
любой плотности и ширины.

Марля медицинская
отбеливается нетоксичным,
не аллергенным,
не воспламеняемым раствором

Смачиваемость (погружаемость),
не более - 10 секунд

Количество нитей на 10 см:
по основе - 120
по утку - 100

Минимальная разрывная
нагрузка на 50x200 mm
по основе - 60 N
по утку - 40 N