

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

LOT 2

Denumirea	Proteza de sold totala necimentată tip 1
-----------	--

Componente protetice	Modelul articolului	Producătorul
1. Tija	Taperloc Primary femoral stems, Porous Coated Stem /Standard Offset 51-120040... 51-120180; Hight Offset 51-121050... 51-121180/	Zimmer Biomet / United Kingdom
2. Cupa	Trilogy® Acetabular System, Shell /00-6200-036-**... 00-6200-080-**/	Zimmer Biomet / USA
3. Insert	Trilogy® Acetabular System Longevity Crosslinked Polyethylene liner /00-6310-036-**... 00-6310-080-**/	Zimmer Biomet / USA
4. Cap	Femoral Head Chrome Cobalt /P0206C22... P0206232/	Zimmer Biomet / France
5. Set de instrumente gratuit în folosință	Hip Instruments	Zimmer Biomet / USA
6. Motor oscilant gratis în folosință	Universal	Zimmer Biomet / Switzerland
7. Lamele pentru motor	EVO BLADE	Gebr. Brasseler / Deutschland

Specificarea tehnică
1. Tija • Confectionată din aliaj de TiAl4V (Broșura "Taperloc Complete hip system" pag.3-5) • Profil biconic aplatizat antero-posterior, fără guler (Broșura "Taperloc Complete hip system" pag.2, imagine) • Disponibile variante de acoperire a segmentului metafizar cu titan poros și titan poros cu hidroxiapatita (Broșura "Taperloc Complete Hip System" pag.3) • Tija standard e disponibilă în varianta standard, high offset care permite lateralizarea fără alungirea membrului (Broșura "Taperloc Complete Hip System" pag.2, 4, 6, 7) • Sunt disponibile maximul de dimensiuni prevăzute de designul protetic – 15 dimensiuni • Sistemul tip Taperloc prezintă varietăți de tija cu lungime de la 93 la 167mm (Broșura "Taperloc Complete Hip System Surgical Technique" pag.20 (tabele)) • Sunt disponibile maximum de dimensiuni prevăzute de designul protetic • Oferta de bază include Tija standard si offset • Diametrul conului 12/14mm (Broșura "Taperloc Complete Hip System Surgical Technique" pag.10)

- Unghiul colului tijei standard
- Instrumentarul este comun atât pentru implantul necimentat standard și mini cât și pentru implantul cimentat
- Sterilizata cu radiații GAMMA
- Perioada de valabilitate a sterilizării: 5 ani.

2. Cupa

- Confecționată din aliaj de Titan acoperită cu fibre metalice din Titan
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.2)
- Design: Forma hemisferică completă pentru contact cât mai bun cu osul și stabilizare primară
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.2)
- Suprafața externă poroasă, tridimensionată prin prezența fibrelor de Titan
- Principiul de fixare secundară "in growth"
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.2)
- Prezența de proeminente antirotaționale. Ancorajul insertului se face prin dispozitiv elastic inelar prezentând multiple posibilități de poziționare, cu șanturi în structura
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)
- Congruența perfectă între insert și cupa, cu reducerea mișcărilor la nivelul interfeței prin prezența inelului de blocaj
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)
- Inel de blocare al insertului permite schimbarea numai a insertului fără degradarea cupei, cu ajutorul unui instrumentar specific
- La nivelul domului, central, prezintă o protuberanță corespunzătoare locașului central al cupei care ajută la poziționarea insertului și reducerea forțelor transverse – un punct suplimentar de stabilizare.
- Toate concure la înlăturarea micromiscărilor cu inhibarea migrării particulelor de polietilena
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.4)
- Dimensiuni: Cupa cu găuri disparate are diametrul exterior cuprins între 36 și 80mm, respectiv 23 dimensiuni, 36-42mm; 66-80mm la comandă, solicitare din partea instituției de cel puțin 14-20 zile
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)
- Acceptă inserturi cu interiorul de 22,26,28,32,36 și 40 mm
- Datorită numărului mare de dimensiuni (D=36-80mm) cupa se poate adapta la orice cerință, de la luxație congenitală la revizie
- Se prezintă în mai multe modele: Fără găuri; Cu găuri „cluster”; Cu găuri disparate; Cu o gaură
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.2)
- Fixarea se face prin PRESS-FIT
(Broșura "Trilogy Acetabular System – Surgical Technique" pag.4)
- Profil de ancorare în trepte prin încorporarea treptată a fibrelor de titan în țesutul osos
- Sterilizată cu radiații GAMMA,
- Perioada de garanție a sterilizării de 10 ani
- Se livrează cu suruburi
- Dimensiuni : Ø= 6,5 mm, L= 15-80 mm
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)
- Sterilizat cu radiații GAMMA
- Perioada de garanție a sterilizării de 10 ani

3. Insert

- Este confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE de tip cross-link 10 MRad
(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)
- Există mai multe opțiuni, inclusiv oferta cu profil standard și antiluxație la 10° și la 20°, offset 7mm

(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.2)

- Acceptă capete de 22, 26, 28, 32 mm

(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.3)

- Dimensiuni: 36-80mm, corespunzător cupelor
- Fixarea insertului la cupa metalică se face prin:
- Inel de blocare al insertului și care permite schimbarea numai a insertului fără degradarea cupei, cu un instrument specific

(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.4)

- Proeminente antirotaționale, ancorajul se face prin dispozitiv elastic inelar prezentând multiple posibilitati de pozitionare

(Broșura "Trilogy Acetabular System" pag.4)

- La nivelul domului, central, prezintă o protuberanță corespunzătoare locașului central al cupei care ajută la poziționarea insertului și reducerea forțelor transverse – un punct suplimentar de stabilizare a insertului
- Polietilena din care este confecționat de tip crosslink și este obținută prin Gamma iradiere, la 10Mrad
- Grosimea minimă a polietilenei este de 5.1mm
- Sterilizat cu radiații Gamma/Gas Plasma (G.P.)
- Garanția sterilizării este de 10 ani

4. Cap

Confecționat din aliaj de CoCr

- Diametrul exterior de 28 și 32 mm
- Disponibil următoarele tipodimensiuni ale colului:
28 - 5 buc. /-3,5; 0; +3,5; +7; +10,5/
32 - 6 buc. /-6; -4; 0; +4; +8; +12/
- Prezintă con 12/14
- Sterilizat cu radiații GAMMA
- Perioada de garanție a sterilizării: 10 ani

(IFU "CoCr Femoral Head" pag.1)

5. Set de instrumente gratuit în folosință

- Se pune la dispoziție set de instrumente în custodie compatibil cu endoprotezele livrate
- Setul de instrumente de artroplastie provenit de la producatorul Zimmer Biomet este creat pentru a face față unui număr mare de protezări, firma asigurând schimbarea oricărei componente uzate

(Manual orthopaedic surgical instruments)

6. Motor oscilant gratis în folosință

Motor oscilant gratis în folosință compatibil cu endoprotezele livrate

(Universal Power System)

7. Lamele pentru motor

Lame pentru motor oscilant

(Komet Medical - Reciprocating saw blades)