


Către Agenția Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale**NOTIFICARE**pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat
al dispozitivelor medicale

nr. _____

Solicitantul Labromed Laborator SRL, cu sediul str. Trandafirilor, 15, Chisinau,
(adresa)tel./fax: (022) 000 824, e-mail labromed.laborator@gmail.com,solicite înregistrarea în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a următoarelor categorii și tipuri de
dispozitive medicale pentru introducerea și punerea la dispoziție pe piață a:

- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 50 mm PG970/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 50 mm PG970/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 50 mm PG970/22
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 50 mm PG970/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 60 x 85 mm PG980/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 60 x 85 mm PG980/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 60 x 85 mm PG980/22
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 60 x 85 mm PG980/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 100 mm PG916/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 100 mm PG916/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 100 mm PG916/22
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 50 x 100 mm PG916/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 80 x 120 mm PG912/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 80 x 120 mm PG912/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 80 x 120 mm PG912/22
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 80 x 120 mm PG912/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 120 x 160 mm PG917/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON 120 x 160 mm PG917/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE
CONDUCTIV SILICON Ø 25 mm PG925/2



- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 25 mm PG925/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 50 mm PG950/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 50 mm PG950/4
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 50 mm PG950/22
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 50 mm PG950/44
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 75 mm PG960/75
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD REUTILIZABLE CONDUCTIV SILICON Ø 95 mm PG960/95
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 40 x 40 mm PG971/40W
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 40 x 45 mm PG971/45W
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 46 x 50 mm PG971/2W
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 46 x 50 mm PG971/2
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 40 x 40 mm PG971/40G
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 50 x 50 mm PG971/50G
- ACCESORIU pentru ELECTROSTIMULARE, model ELECTROD ADEZIV 50 x 50 mm PG971/50GW

Se anexează următoarele acte:

- declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;
- certificatul de conformitate ISO 13485 valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;
- actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul.

Data 17.10.2023

Semnătura

Tabelul de recepționare a notificării

(se completează de către Agenție în momentul depunerii notificării de către solicitant)

Comentarii cu privire la acceptul/refuzul recepționării notificării, inclusiv motivul refuzului	Accept
Data/nr. de ordine atribuit notificării de către Agenție (în cazul acceptării recepționării)	No 2749 din 17.10.2023
Numele, prenumele, funcția persoanei responsabile de recepționarea dosarului	Clara Techi Dioninik
Semnătura persoanei responsabile	CTS