



— € 0.1 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION - LOW VOLUME FOR PAEDIATRIC USE SODIO CITRATO 0,1 ML PER COAGULAZIONE - VOLUME RIDOTTO PER USO PEDIATRICO

0.1 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 0.9 ml of blood. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con 0,1 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 0,9 ml di sangue. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2505/1	Ø 12 x 56	Yellow Giallo	1:9	1 ml	Flat / Piatto
2505/1/B	Ø 12 x 56	Blue Blu	1:9	1 ml	Flat / Piatto

— € 0.25 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION SODIO CITRATO 0,25 ML PER COAGULAZIONE

0.25 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 2.25 ml of blood. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con 0,25 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 2,25 ml di sangue. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2520	Ø 12 x 56	Yellow Giallo	1:9	2.5 ml	Flat Piatto
2521	Ø 16 x 60	Yellow Giallo	1:9	2.5 ml	Flat Piatto
2522	Ø 12 x 86	Yellow Giallo	1:9	2.5 ml	Cylindrical Cilindrico
2525	Ø 13 x 75	Yellow Giallo	1:9	2.5 ml	Cylindrical Cilindrico
2520/B	Ø 12 x 56	Blue Blu	1:9	2.5 ml	Flat Piatto
2521/B	Ø 16 x 60	Blue Blu	1:9	2.5 ml	Flat Piatto
2522/B	Ø 12 x 86	Blue Blu	1:9	2.5 ml	Cylindrical Cilindrico
2525/B	Ø 13 x 75	Blue Blu	1:9	2.5 ml	Cylindrical Cilindrico



— € SODIUM CITRATE FOR COAGULATION for ACL INSTRUMENTS CITRATO PER COAGULAZIONE PER STRUMENTI ACL

0.35 ml Trisodium citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 3.15 ml of blood. Suitable to use with ACL 2000 - 7000 - 9000 instruments. Label with filling line indicator to facilitate correct use.

Provette in polipropilene con 0,35 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 3,15 ml di sangue. Idonee per strumenti ACL 2000 - 7000 - 9000. Etichetta con indicazione del livello di riempimento per facilitare l'uso corretto.

COD.	DIM. MM	CAP TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO	BOTTOM FONDO
2705	Ø 13 x 75	Blue/Blu	1:9	3.5 ml	Cylindrical Cilindrico

