

PROTOCOL OFICIAL DE SPĂLARE TEXTILE SPITALICEȘTI

Conformitate cu standardul EN 14065 – Sistem RABC

Unitate sanitară: IMSP SCM SFINTA TREIME

Spălătorie: _____

Data: 24.02.2026

1. OBIECTIV

Prezentul document stabilește rețeta completă de spălare pentru textilele spitalicești utilizând gama SANIDET Lavanderia, asigurând decontaminarea biologică conform cerințelor EN 14065 (RABC).

2. PARAMETRI GENERALI CICLU

- Capacitate exemplu: 30 kg textile uscate
- Raport baie: 1:5
- Durată totală ciclu: 65–75 minute
- Dozare: pompe automate calibrate
- Obiectiv microbiologic: reducere ≥ 5 log

3. REȚETĂ COMPLETĂ DE SPĂLARE

ETAPA 1 – PRE-SPĂLARE ENZIMATICĂ

Produs: LAVANDERIA T-02 SURFEN DETERGENT ENZIMATIC

Temperatură: 35–40°C | Durată: 8–10 min

Dozaj: 4 ml/kg textile

ETAPA 2 – SPĂLARE ALCALINĂ PRINCIPALĂ

Produs: LAVANDERIA A-01 BASIC DETERGENT ALCALIN

Rampă temperatură: 40 → 70°C

Menținere la 70°C: 15 minute

pH baie: 10–11

Dozaj: 10 ml/kg textile

ETAPA 3A – DEZINFECTARE CHIMICO-TERMALĂ (CLOR)

Produs: LAVANDERIA C-03 CLOR ÎNĂLBITOR

Temperatură: 60°C

Timp menținere: 10–15 minute

Clor activ: 150–250 ppm

Dozaj: 3 ml/kg textile

ETAPA 3B – DEZINFECTARE CU OXIGEN ACTIV

Produs: LAVANDERIA O-05 OXIGEN ÎNĂLBITOR

Temperatură: 85–90°C

Timp menținere: 10–15 minute

Dozaj: 5 ml/kg textile

ETAPA 4 – CLĂTIRI

2–3 clătiri la 20–40°C

pH final textile: 6.5–7.5

4. CONSUM DETERGENT – EXEMPLU 30 KG

Produs	Dozaj ml/kg	Consum total 30 kg (ml)
T-02	4	120
A-01	10	300
C-03 (clor)	3	90
O-05 (oxigen)	5	150

5. PUNCTE CRITICE DE CONTROL (RABC)

- Respectarea temperaturii minime de 60°C pentru dezinfectare chimico-termică
- Timp minim de menținere 10 minute
- Dozare automată verificată și calibrată periodic
- Monitorizare și trasabilitate ciclu
- Separare flux murdar / curat

Furnizor: TORECO SRL

Semnături și ștampilă: _____