

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1617014771134 din 19.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile dentare

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coronițelor, sigilări fasete, restaurări bonturi	Meron original	Germania	VOCO	Ciment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Compoziția: Acid poliacrilic, fluor silicat, eter compus al acidului parahidrooxibenzoic (paraben) ca conservant. Se prezintă 35 gr pulbere x15 ml lichid. Nu irită pulpa, caracteristici fizico-chimice excelente și faza elastică prolongată.	Ciment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Compoziția: Acid poliacrilic, fluor silicat, eter compus al acidului parahidrooxibenzoic (paraben) ca conservant. Se prezintă 35 gr pulbere x15 ml lichid. Nu irită pulpa, caracteristici fizico-chimice excelente și faza elastică prolongată.	
	4	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	Țemion-F	Rusia	VladMiVa	Compoziția : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Compoziția : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	

<b>5</b>	Ciment zinc fosfat p-ru fixare, pivoți, coroane și punți dentare	Unițem	Rusia	VladMiVa	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coroane și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coroane, pentru obturarea canalelor radiculare.	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB - 100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coroane și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coroane, pentru obturarea canalelor radiculare.
<b>8</b>	Dispozitiv Coopa automatic de îndepărtat coroane și punți de pe dinți	Ciocan decimentat coroane	Rusia	KMIZ	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii	Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii
<b>27</b>	Aliaj p-u sudarea protezelor dentare	Aliaj de argint	Rusia	StomMat	40gr argint	40gr argint
<b>31</b>	Dinți acrilici	Dinți acrilici	Rusia	Anis-Dent	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor
<b>41</b>	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA	Porțelan dentar	Germania	VITA VMK Master	50gr, din ingrediente naturale A-2,3,3.5	50gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3.5
<b>42</b>	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA	Porțelan dentar	Germania	VITA VMR Master	12 gr,din ingrediente naturale 2,3,3.5	12 gr,din ingrediente naturale 2,3,3.5
<b>43</b>	Lichid p-u modelarea dentinei	Lichid modelare dentin	Germania	VITA	250 ml	250 ml
<b>44</b>	Lichid modelare opac	Lichid modelare opaque	Germania	VITA	50 ml	50 ml
<b>45</b>	Lichid p-u izolarea porțelanului de ghips	Picosep	Germania	Renfert	30ml	30 ml
<b>53</b>	Lichid p-u glazurarea protezelor dentare	Powder Fluid	Germania	VITA Akzent Plus	Fluid,Ambalaj 10 ml	Fluid,Ambalaj 10 ml
<b>59</b>	Glazură p-u porțelan	Glaze Powder	Germania	VITA Akzent Plus	5 gr; Praf p-ru glazurare	5 gr; Praf p-ru glazurare

	<b>80</b>	Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent	Pensulă modelare	Germania	Renfert	Par natural nr 6	Par natural nr 6	
	<b>81</b>	Fire din ceară extradură Refrent	Ceară sârmă	Germania	Renfert	Mărimea 3mm	Grosimea 3 mm	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Trofimov Iuri, În calitate de: director

Ofertantul: "MedTehFarm" SRL, Adresa: m.Chișinău,Bul.Negruzzi,3/2