

1. Fisa Informativa Produs

RO

Fisa Produsului

Cod Produs: 1474-MAN



Plosca Urinara Medical de Unică Folosință

Descrierea produsului:

Capacitate: 900 ml

Material: 100% celuloză reciclată

Dimensiuni produs: 105L x 235W x 100H mm

Greutate: 60 g ± 4 g

Rezistență la fluide: Standard AB: MDR

Durata rezistenței la apă: 24 ore

Rezistență la temperatură: 35°C ± 5°C

Mod de eliminare: prin macerare conform standardelor UE

Standard de calitate: CE, ISO 9001, EU MDR, certificat FSC & laborator SGS

- Produs de unică folosință.
- Poate fi mărunțit în macerator.
- Are proprietatea de a nu permite scurgeri ale deșeurilor umane timp de până la nouă (9) ore. Este certificat de TSE.

Ambalare:

Unități per carton: 100 buc.

Greutatea totală a unui carton: 8 kg (greutate medie)

Dimensiuni carton: 785L x 250W x 890H mm

Container 40 FT: 250 cutii

Beneficii:

Practic, igienic, ecologic

- Risc redus de contaminare încrucișată – recipiente de unică folosință.
- Poate fi utilizat în numeroase aplicații.
- Suprafață moale, netedă și plăcută la atingere pentru confortul pacientului.
- Nu aderă la pielea umedă.
- Ușor de utilizat, de transportat și este foarte ușor ca greutate.
- Este stivuibil – ușor de depozitat și separat.

- Are rezistență până la 24 de ore / test de etanșeitate (apă: 24 ore, fenol: 20 ore, alcool: 80 minute).
- Rezistență la temperatură: 35°C ± 5°C.
- Fabricat din pastă modelată din hârtie și carton reciclat, rășină și apă.
- Ambalare ne-sterilă în vrac (cutie de carton reciclabilă).
- Este natural, biodegradabil, reciclabil, netoxic (inclusiv la ardere), impermeabil, antistatic, absorbant la șocuri, poate fi folosit în cuptorul cu microunde.
- Fabricat din 100% hârtie reciclată. Sunt recipiente 100% compostabile, biodegradabile, reciclabil.
- Se macină ușor în macerator.

EN

Product Data Sheet

Product Code: 1474-MAN



Medical Disposable Urinal Bottle

Product Description;

Capacity: 900 ml

Materials: 100% Recycled Pulp

Product size: 105L x 235W x 100H mm

Weight: 60g ± 4g

Fluid resistance: AB Standards: MDR

Fluid: Water Resistance Duration: 24 Hours

Resistance temperature: 35°C ± 5°C

Disposal: With maceration according to EU Standards

Quality standard: CE, ISO 9001, EU MDR, FSC & SGS Lab certified

It is disposable.

It has the ability to grind in the machine.

It has the feature of not leaking human waste for up to nine (9) hours. It is certified by TSE.

Packaging;

Units per carton: 100 Pcs.

Full Carton Weight: 8 kg (Average Weight)

Cardboard dimensions: 785L x 250 x 890H mm

40 FT Conteyner: 250 Box

F-IL-VD027-07^120Fisa^120Produs^120Info^120Urinar^120Barbati^120din^120carton

Benefits;

Practical, Hygienic, eco-friendly

- Less risk of cross contamination – disposable containers.
- It can be used for many applications.
- It has Soft surface and it is smooth and warm to the touch for patient comfort.
- Does not stick to damp skin.
- It is easy to use, easy to carry and it is light.
- It is stackable – easy to store and take apart.
- It has resistance up to 24 hours / tightness test (water: 24 hours, phenol: 20 hours, alcohol: 80 minutes.)
- Resistance temperature $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.
- Molded pulp recycled paper and cardboard waste are made from, resin and water.
- Non-sterile bulk packaging (recyclable cardboard box).
- It is natural, biodegradable, recyclable, it is non-toxic (even when burned), waterproof, static free, shock absorbent, it can be used in microwave.
- It is made from 100% recycled paper. They are containers that are %100 compostable, biodegradable, recyclable.
- It is easily shredded in macerator.