

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21181148 din 20.03.2024**

**Obiectul de achiziție: Consumabile și dispozitive medicale**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 4</b>						
Pansament atraumatic combinat compresiv cu absorbant	Woundstop Care 1 104102000	Israel	First-Care Products Ltd.	Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min 10 cm, lungime - min 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min 17 cm, lățime - min 9 cm. Termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani	<p>Bandaj steril cu durata lunga de conservare Light-Greutate cu sistem de fixare Rezistent la apa</p> <p>Vacuum-sigilat ambalare Aplicatie simpla - Usor de utilizat pe orice parte a corpului Potrivit pentru aplicarea presiunii imediate pentru a controla pierderea de sange Proiectat pentru tratarea accidentelor de sangerare la locul de muncii sau la joc. Dispozitivul WoundStop Care All-in-One aplica o presiune directa asupra plagii; oprete imediat sangerarea si reduce riscul de soc.</p> <p>Proventie clinica si flexibila: Aplica o presiune directii asupra ranilor de sa ngerare pentru a opri sangerarea rapida pe orice parte a corpului.</p> <p>Ambalaj: ambalat in vid : pachetul dispune de incorporari inruciate de pe ambele parti ale ambalajului pentru o deschidere usoara. WoundStop Carel Dressing - 4 " Dimensiunile tablei: 4 "x 7 " / 10 x 18 cm Tampoane sterile neaderente de 4 x 7 " / 10 x 18 cm conectate la un lider de Infasurare elasticat de 4 inci x 3 yard / 10 cm x 2,7 m. Greutate: 40,00 grame</p> <p>Linia de bandaj pentru rana de prim rang ofera tratament imediat pentru a controla pierderea de sange. Bandajele WoundStop sunt compacte, usoare si sigilate In vid, potrivite pentru kiturile de urgenta de prim ajutor. Caracteristicile WoundStop induc un tampon steril, un lider de impachetare cu carpa elastica si un bar de apropiere mai usor de utilizat . Placile de stopare a ranilor pot fi folosite pe orice parte a corpului : designul sau unic permite autoaplicarea</p>	CE
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Pansament anticombustie	№1-3020	Ucraina	Zentex® medical	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni min. 20x30cm	<p>Bandajele și șervețele antimicrobiene cu gel OptiUn ®, fabricate de compania Zentex, sunt un tratament eficient de prim ajutor pentru arsuri și răni deschise. În plus, bandajele și ștergarele antimicrobiene cu gel OptiUn ® sunt utilizate cu succes pentru ulcerele trofice, pentru tratamentul plăgilor sub presiune, după operație, în cosmetologie și, de asemenea, după tatuare.</p> <p>Principalele proprietăți distinctive ale șervețelilor și pansamentelor cu gel „Optikun” ® utilizate în tratamentul arsurilor și rănilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- complet gata de utilizare;</li> <li>- nu se lipește de rană, se îndepărtează cu ușurință în timpul pansamentelor, fără a răni zona de arsură / rană;</li> <li>- poate fi aplicat pe o arsură sau rană pe ambele părți;</li> <li>- nu creeți disconfort și durere atunci când aplicați pe o arsură sau rană;</li> <li>- au efect antimicrobian;</li> <li>- au efect antibacterian;</li> <li>- hidratează bine și răcește zona deteriorată a pielii;</li> <li>- prevenirea arderii în timpul arsurilor și rănilor;</li> <li>- ameliorează procesul inflamator, reduce durerea;</li> <li>- să prevină formarea de blistere și picături, dacă este aplicată imediat după o arsură;</li> <li>- contribuie la vindecarea rănilor și la regenerarea pielii;</li> <li>- lăsați zona afectată a pielii de sub bandaj să respire și să fie alimentată cu oxigen;</li> </ul> <p>- vă permite să intrați în zona afectată substanțe terapeutice sau anestezie direct prin pansament, fără a-l îndepărta.</p> <p>Șervețele și pansamentele cu gel „Optik” ® sunt recomandate ca prim ajutor eficient, precum și pentru a accelera vindecarea și a preveni complicațiile după arsuri și răni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru truse de medicină la domiciliu;</li> <li>- pentru autovehicule și truse de prim ajutor pentru birou;</li> <li>- pentru truse de prim ajutor ale instituțiilor preșcolare și de învățământ;</li> <li>- precum și pentru truse de medicină tactică din armată</li> </ul> <p>Dimensiune 30x20 cm</p>	CE
<b>Total lot 8</b>						

<b>Lotul 9</b>						
Guler cervical reglabil pentru adulți	adulți	Norway	Laerdal Medical AS	Guler cervical reglabil pentru adulți. Carcasă executată din plastic dur și strat moale pentru o amplasare confortabilă pe pacient. Ajustare și fixare pe pacienți de diferite mărimi cu scopul imobilizării coloanei cervicale. Fabricat din material radiotransluent. Ambalat complet plat	GULER DE EXTRICARE LAERDAL STIFNECK SELECT - adult Acest produs este destinat să susțină coloana cervicală într-o poziție neutră în timpul transportului, în combinație cu alte dispozitive de imobilizare cervicală și a întregului corp (CSID-uri și FBSID-uri).	CE
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Guler cervical reglabil pediatric	pediatric	Norway	Laerdal Medical AS	Guler cervical reglabil pediatric. Carcasă executată din plastic dur și strat moale pentru o amplasare confortabilă pe pacient. Ajustare și fixare pe pacienți de diferite mărimi cu scopul imobilizării coloanei cervicale. Fabricat din material radiotransluent. Ambalat complet plat	GULER DE EXTRICARE LAERDAL STIFNECK SELECT - pediatric Acest produs este destinat să susțină coloana cervicală într-o poziție neutră în timpul transportului, în combinație cu alte dispozitive de imobilizare cervicală și a întregului corp (CSID-uri și FBSID-uri).	CE
<b>Total lot 10</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23